

供货合同

镇巴县中医院两专科一中心建设康复理
疗设备采购项目

项目编号：SCZD2024-ZB-2183-001

包号：合同包（一）

甲 方（采购人）：镇巴县中医院

乙 方（中标人）：湖北岚悦商贸有限公司

镇巴县中医院康复理疗设备采购合同

甲方：镇巴县中医院

地址：镇巴县城河滨南路15号。

乙方：湖北岚悦商贸有限公司

地址：湖北省大冶市大箕铺镇莲花小区8号。

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

序号	产品	规格型号	品牌	数量	单价（元）	小计（元）
1	经颅磁刺激仪	HU-TMS-20100	湖南华医电磁医学研究院有限公司	1 台	590000.00	590000.00
2	上下肢功率车 （肢体运动康复器）	APM05	苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	146000.00	146000.00
3	磁振热治疗仪	HB240D	苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	46000.00	46000.00
4	天轨系统 （电动移位机/车）	HB-TG2	苏州好博医疗器械股份有限公司	1 套	290000.00	290000.00
5	四肢联动训练仪 （四肢联动康复器）	APM07	苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	126000.00	126000.00
合计：壹佰壹拾玖万捌仟元整。						¥1198000.00

二、合同价款

1、合同总价：1198000.00 元

2、合同总价包括：设备及安装培训

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

付款比例：

1、货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用后两个月内付至合同金额的 100%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、履行期限（交货期）：合同签订后 30 天

2、交货地点：采购人指定地点

3、方式：符合招标文件及投标文件要求

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相

关标准。

5、货物的质保期为验收合格后 **12** 个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、如遇仪器故障在电话能解决的情况下 24 小时内必须排除故障，如不能解决，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 2-3 个工作日内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，

若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的费用费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为镇巴县中医院。

4、生效时间：2024年10月21日

甲方名称（盖章）：镇巴县中医院

地址：镇巴县城河滨南路15号

法人代表（签字）：

电话：6712125

开户银行：陕西省镇巴县农村商业银行股份有限公司营业部

帐号：2706080101201000002533

乙方名称（盖章）：湖北岚悦商贸有限公司

地址：湖北省大冶市大箕铺镇莲花小区8号

法人代表（签字）：

电话：17379450550

开户银行：中国农业银行股份有限公司大冶城南支行

帐号：17164701040007846

技术参数及配置清单

华医经颅磁刺激仪技术参数

型号：HY-TMS-20100

1.适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的改善，对脑神经及神经损伤性疾病和原发性失眠的辅助治疗。

★2.最大磁场刺激强度 $\geq 6T$ ，可根据需求调节。

3.刺激频率 0-100Hz，1-100Hz 步长 1Hz，0-1Hz 步长 0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节。

4.脉冲宽度： $340\mu s \pm 10\%$ ；

5.脉冲上升时间： $60\mu s \pm 10\mu s$ ；

6.磁感应强度变化率： $30\sim 80KT/s$ 。

▲7.设备最大功耗 $\leq 1800VA$ ，能源效率更高，更加节能环保。

8. 刺激模式：单刺激、重复刺激、TBS 序列刺激等多种模式可自由组合切换。

9. 刺激线圈：

9.1 单锥线圈、双锥线圈、圆形线圈、八字线圈等多种刺激线圈可选；

★9.2 刺激线圈可拔插，具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节；

9.3 刺激线圈带有温控线监测刺激线圈温度，刺激线圈超过 $41^{\circ}C$ ，自动停止输出。

★10. 三种操作方式：PC 端智能化信息管理、主机简便操作、移动端智能操控。

10.1 PC 端智能化信息管理：

（1）基于循证医学内置临床治疗方案，均有学术论文支撑，可根据需求提供专家处方，亦可自行编辑拓展，医护人员也可自行创建多种治疗模板，便于临床科研交流。

（2）能实现数据传输储存、打印输出、病历管理、实时自动检测保护控制及网络化功能。

（3）使用外置计算机系统，Windows 7 以上系统；无需联网亦可进行操作。

10.2 主机简便操作：

（1）主机内置高清 led 可视化显示系统，内置多种基于循证医学的临床治疗方案，一键式开启治疗。

（2）主机屏显下设治疗进度光效，实时掌握治疗进程。

10.3 移动端智能操控：

（1）华医健康宝 APP 支持手机端、平板端使用，可实现多台主机的互联与协同控制。内置多种个性化治疗方案，可自定义。

（2）APP 远程控制：APP 内置咨询沟通系统，专家随时答疑解惑，可根据需求实时远程设计个性化专家处方。

11.安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常、冷却系统故障等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行；机箱采用环保阻燃材质，多重安全防护。

▲12.冷却系统：换能内循环液态冷却技术，冷却液为非导电介质，不易挥发，无需定期维护。

13.分体设计：系统采用模块独立分体设计，提供更高安全等级液电隔离独立模块。在保证设备及运行安全的同时，更合理的利用空间，方便升级、维护、发挥每个模块最大的作用。

14.治疗位置可视化：系统内置“10-20 国际脑电系统”，根据处方治疗部位实时显示刺激部位。

15.已获得国际认证机构认证的 ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。

16.符合 YY0505-2012 电磁兼容要求，符合 YY/T0994-2015 磁刺激设备要求。

经颅磁刺激仪单台配置清单			
(HY-TMS-20100)			
序号	名 称	单位	数量
1	磁刺激主机	台	1
2	冷却主机	台	1
3	电脑	台	1
4	锥形刺激线圈	个	1
5	∞字线圈	个	1
6	移动台车	台	1
7	固定支臂	个	1
8	定位帽	个	2

肢体运动康复器 APM05

技术参数

1. 适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；
2. 产品组成：由中央控制系统平板电脑、上肢驱动结构、下肢驱动结构、脉搏血氧数据接口组成。
3. 主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。
4. ★治疗模式：主被动模式，训练在主动、被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。
5. 肢体运动康复器参数：
 - 5.1. 电机转速：5~60r/min 可调；
 - 5.2. 助力扭矩：上肢 1~10Nm 可调；下肢 1~20Nm 可调。
 - 5.3. 阻力扭矩：0~20Nm 可调。
6. ★设备具有脉搏血氧监测及保护功能：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值 20s 内康复器停止工作。
7. 升级方式：可以增配 FES 升级包（升级为同款型的 FES 产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗。
8. 三种阻力控制模式：自动、手动、自动+手动。
9. 情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。
10. ★对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
11. ★两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。
12. ★四大安全功能：手动急停、痉挛保护、脉搏监测停机、血氧检测停机
13. ★患者病例信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。
14. ★具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退、移位。
15. ★多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能

根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。（可提供相关证明文件）

16. 痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。
17. 三阶段四期：治疗分为预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段三大阶段；预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。
18. 智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。
19. 治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。
20. 屏幕：10.1 英寸 旋钮/按键：触摸屏幕
21. 净重：58kg； 产品尺寸：711mm*685mm*1206mm
22. ★该产品具有软件著作权（可提供相关证书）

苏州好博医疗器械股份有限公司



肢体运动康复器 APM05/APM05E 配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注	
					APM05	APM05E
1	主机	台	1		☐	☐
2	刺激盒	个	1	8 路	——	☐
	刺激盒	个	2	16 路	——	☐
3	电刺激线	根	1	8 路	——	☐
	电刺激线	根	2	16 路	——	☐
4	左手绑带	条	1		✓	✓
5	右手绑带	条	1		✓	✓
6	理疗电极片	片	40		——	✓
7	熔断器	个	2	F5AL250V	✓	✓
8	内六角扳手	个	1	5mm	✓	✓
9	内六角扳手	个	1	6mm	✓	✓
10	三芯电源线	根	1		✓	✓
11	营业执照	份	1		✓	✓
12	生产许可证	份	1		✓	✓
13	注册证及注册登记表	份	1		✓	✓
14	合格证	张	1			✓
15	保修卡	张	1			✓
16	配置清单	份	1			✓
17	产品简易操作规范	份	1			✓
18	技术使用说明书	份	1		✓	✓
19	平板电脑	台	1		✓	✓
20	左手臂托组件	个	1		✓	✓
21	右手臂托组件	个	1		✓	✓
22	握把组件	个	2		✓	✓
23	手握器组件	个	2		✓	✓

验收人签字:

公司盖章:



HB240D 磁振热治疗仪

技术参数：

- 1、★四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子；温热导子具有相关资质文件；（可提供相关证书）
- 2、★7 英寸彩色液晶显示屏；
- 3、磁场强度：0~38mT；
- 4、振动频率：50Hz±1Hz；
- 5、★具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；
 - 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%；
 - 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%；
 - 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%；
 - 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%；
 - 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%；
 - 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替，
 - 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%；
 - 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%；
- 6、★加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；
- 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃；
- 8、时间选择：1~60 分钟可调，步距增量为 1 分钟，误差为±10%；
- 9、连续工作时间：>8h；
- 10、电源参数：AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%；
- 11、磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量：8 个；
 - 尺寸：（长×宽×高）88mm*63mm*19mm；
- 12、★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）；
- 13、设备重量：35.2kg；
 - 尺寸：585*540*1100mm。



苏州好博医疗器械股份有限公司

磁振热治疗仪配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注
1	主机	台	1		
2	机柜	台	1		
3	电源线	根	1	10A	
4	温热导子	个	4	分离式、关节式、 颈肩式、标准式 各一个	
5	绑带	根	4	0.66M*0.04M	
6	绑带	根	6	0.86M*0.04M	
7	测磁器	个	1		
8	技术使用说明书	本	1		
9	熔断器（保险丝）	个	2	T5AL250V	
10	注册证及注册登记表	份	1		
11	生产许可证	份	1		
12	营业执照	份	1		
13	合格证	张	1		
14	保修卡	张	1		
15	配置清单	份	1		
16	产品简易操作规范	份	1		

验收人签字：



电动移位机/车（固定式）

技术参数

1. 最大负重：272KG；
2. 噪音<54dBA；
3. 产品寿命期限：8年
4. 机头功能参数：
 - 4.1. 机头尺寸：长330mm；宽300mm；高：180mm；
 - 4.2. 主机结构紧凑，重量<8.5KG；
 - 4.3. 电动移位：电动移位是通过安装于楼顶或房顶的特制轨道，主机吊架配上吊带可保护辅助患者前行或后退、上升或下降的功能；
 - 4.4. ★ 空载提升速度5.5cm/s，负载272KG 时提升速度4cm/s；
 - 4.5. 机头可全程无障碍移动，全电动升降，在升降范围内平稳的运行；
 - 4.6. 主机美观，机头带有电量指示，可指示低电量提醒；
 - 4.7. 主机配有控制手柄，可调节控制机头提升、下降和和前后位移；
 - 4.8. 吊夹美观轻便，负荷能力强，设计有防止吊带意外脱钩的保护机构；
 - 4.9. ★控制手柄可自由吸附挂置于机吊架上，操作方便，方便训练使用；
 - 4.10. ★ 手柄 IP67 防水；
 - 4.11. 配备紧急停止绳：配备在机头上，患者发生不适等症状需要立即停止时，轻拉紧急停止绳，机头立即停止工作；
 - 4.12. ★ 紧急降落装置，当设备移位断电时，操作紧急降落装置可将患者从提升机上缓缓降；
5. ★电池和充电参数：
 - 5.1. 设备采用25.2V 2500mAh 锂离子电池，使用时间长；
 - 5.2. ★ 负载时更快的提升速度：（负载272KG 时提升速度4cm/s；）
 - 5.3. ★ 充电时间短，电量耗尽充满电只需约2小时；
 - 5.4. 长时间充电不会老化；
6. 轨道参数：
 - 6.1. ★天轨系统轨道结构简单，模块化满足不同轨道长度的多样化布局的需求。



6.2. 直轨：单根直轨 2米*90毫米，2.5米*90毫米，3米*90毫米，4米*90毫米（长*厚度）；

6.3. 弯轨：单根弯轨角度45° 90毫米厚；单根弯轨角度90°，90毫米厚。

6.4. 轨道材质：铝合金（外表电镀防护涂层），材质强度高，耐用性要好。

6.5. 木材、混凝土、钢结构等专用安装固件，满足不同室内场地安装要求。

7. 可选附件：

7.1. 吊带：康复用训练吊带采用纯色布料，可方便清洗；

7.2. 吊带有小中大三种型号可选，可进行尺寸调节，满足实用性和舒适度需要；

7.3. ★ 固定式提升机有两向和四向两款，各有3种载重配置可选：（130KG, 200KG, 272KG）

7.4. 轨道长度可选择。

苏州好博医疗器械股份有限公司



电动移位机 HB-TG2 配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注
1	3/8 螺杆	PCS	25	M107374Threaded Rod 3/8 x 6ft	
2	膨胀螺丝	SET	2	M107348_Drop-in 3/8 Long (25pk)	
3	支架吊杆套件	SET	25	M920369-IMP_Bracket Susp. Kit	
4	加强筋固定套件	SET	25	M920374-IMP_Stiffener Fix Kit	
5	轨道支架（结合处）	SET	8	M920380_Track Bracket - Joint	
6	1/2 英寸管	PCS	13	M107270EMT pipe 1/2X10ft (1.5 米圆管)	
7	膨胀螺丝	PCS	25	JB/ZQ4763-2015/304 不锈钢/M10*80/	
8	空白合格证	张	1	铜版纸（中文款通用）157 克/65*85mm	
9	配置清单	张	1	电动移位机 HB-TG1	
10	保修卡	张	1	所有产品通用	
11	现场安装验收单	PCS	1	所有产品通用（一式三联）	

苏州好博医疗器械股份有限公司



四肢联动康复器 APM07 参数

1. 产品原理：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；升级后在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。
2. 产品组成：中央控制系统、动力驱动系统、脉搏血氧检测接口。
3. 主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。
4. 治疗模式：主被动模式，训练在主动及被动两种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。
5. 时间设置：可以预设时间，范围为 0~120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。
6. ★操作与显示：10.1 英寸真彩触摸感应式 PAD 点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。
7. ★三阶段四个治疗期：整个治疗期分为预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期。
8. 具有语音提示功能，当患者参与度较低时，设备会有语音提示患者主动用力。
9. ★设备具有脉搏血氧监测，保护停机功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值 20s 内康复器停止工作。
10. 升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES 升级包）。
11. 对称性监测，康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
12. 四大安全保护：手动急停，痉挛保护，脉搏超限保护，血氧过低保护（脉搏和血氧保护功能需选配血氧脉搏采集器）。
13. ★具有患者治疗信息存储功能，并可导出用户资料。
14. 踏车参数：

- 14.1 电机转速：15~55r/min 可调；
- 14.2 助力扭矩：1~20Nm 可调，步长为 1；
- 14.3 阻力扭矩：0~20Nm 可调，步长为 1；
- 14.4 急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。
- 14.5 把手长度手动可调，调节行程为 175mm，7 段调节。
- 14.6 座椅可 360 度旋转调节，90 度为一个间隔，方便患者安全上下。
- 14.7 座椅前后调节最大行程为 280mm，分级可调。
- 14.8 座椅最大承重 135kg。
- 14.9 座椅靠背倾斜角度 85~180 度（±10 度）可调，配有安全带，在治疗过程中可更好的固定及保护患者。
- 15. 产品尺寸：1465mm*651mm*1319mm（长宽高）。
- 16. 产品重量：116Kg。
- 17. ★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书）

苏州好博医疗器械股份有限公司



四肢联动康复器 APM07/APM07E 配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注	
					APM07	APM07E
1	主机	台	1		☐	☐
2	电刺激盒	个	1	(8 路)	——	☐
	电刺激盒	个	2	(8 路+8 路)	——	☐
3	电刺激线	根	1	(8 路)	——	☐
	电刺激线	根	2	(8 路+8 路)	——	☐
4	理疗电极片	片	40		——	✓
5	熔断器	个	2	F5AL250V	✓	✓
6	内六角扳手	个	1	5mm	✓	✓
7	内六角扳手	个	1	6mm	✓	✓
8	电源线	根	1	10A	✓	✓
9	营业执照	份	1		✓	✓
10	生产许可证	份	1		✓	✓
11	注册证及注册登记表	份	1		✓	✓
12	合格证	张	1		✓	✓
13	保修卡	张	1		✓	✓
14	配置清单	份	1		✓	✓
15	产品简易操作规范	份	1		✓	✓
16	技术使用说明书	份	1		✓	✓
17	平板电脑	台	1		✓	✓

验收人签字：

公司盖章：



四肢联动康复器 APM07/APM07E 配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注	
					APM07	APM07E
1	主机	台	1		☐	☐
2	电刺激盒	个	1	(8 路)	——	☐
	电刺激盒	个	2	(8 路+8 路)	——	☐
3	电刺激线	根	1	(8 路)	——	☐
	电刺激线	根	2	(8 路+8 路)	——	☐
4	理疗电极片	片	40		——	✓
5	熔断器	个	2	F5AL250V	✓	✓
6	内六角扳手	个	1	5mm	✓	✓
7	内六角扳手	个	1	6mm	✓	✓
8	电源线	根	1	10A	✓	✓
9	营业执照	份	1		✓	✓
10	生产许可证	份	1		✓	✓
11	注册证及注册登记表	份	1		✓	✓
12	合格证	张	1		✓	✓
13	保修卡	张	1		✓	✓
14	配置清单	份	1		✓	✓
15	产品简易操作规范	份	1		✓	✓
16	技术使用说明书	份	1		✓	✓
17	平板电脑	台	1		✓	✓

验收人签字:

公司盖章:

