

**黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目（县妇幼保健院保健服务能力提升）
设备采购**

供 货 合 同

甲 方：黄陵县妇幼保健院

乙 方：江西倩丹贸易有限公司

供货合同

甲 方: 黄陵县妇幼保健院

乙 方: 江西倩丹贸易有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位的投标文件正本和澄清表(函)、中标通知书,经甲、乙双方协商,确认方 确认,达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量(以投标文件正本和澄清表(函)为准)

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	生物刺激反馈仪	麦澜德	MLD E200	南京麦澜德医疗科技股份有限公司	套	1	220000.00	220000.00	
2	体态评估仪	维塑	Visbody-E730	深圳维塑医疗科技有限公司	台	1	240000.00	240000.00	
3	盆底磁激仪	麦澜德	MLD FL100	南京麦澜德医疗科技股份有限公司	台	1	470000.00	470000.00	
4	射频治疗仪	顺博	XSSP-3SE	天津市顺博医疗设备有限公司	台	1	461000.00	461000.00	
合计(人民币)大写:壹佰叁拾玖万壹仟元整									
小写:1391000.00元									
说明									

乙方保证甲方在使用中标货物(服务)时,不承担任何涉及知识产权的法律诉讼、行政处罚、第三人异议主张的责任。

二、合同价款

(一)合同总价款为人民币(大写)壹佰叁拾玖万壹仟元整 小写:(¥1391000.00元)。

(二)合同总价包括:税费、货物费、运输费(含保险费)、安装调试费、检测验收费及其它全部费用。

(三)合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 付款方式: 一次性支付合同金额: (大写) 壹佰叁拾玖万壹仟元整 小写: (¥1391000.00元)

(二) 支付方式: 银行转账, 乙方收款账户为合同所载账户。乙方应确保所指定账户为唯一收款账户, 确保该账户的稳定性与准确性, 乙方变更收款账户信息的, 应当提前 10 个工作日书面告知甲方。如因乙方提供账户信息不准确、不真实, 或变动账户后不及时告知甲方, 导致甲方付款错误或失败的, 由乙方承担一切损失赔偿责任。

(三) 结算方式: 乙方持中标通知书、供货合同、符合甲方要求的发票 (按合同总价值开甲方)、验收单、履约保函, 到甲方办理资金结算。

(四) 履约保证金: 中标人需向采购人以转账的形式提交履约保证金, 履约保证金为合同总价款的5% (大写: 陆万玖仟伍佰伍拾元整 小写: ¥69550.00元), 约保证金在壹年质保期满后退回。

(四) **四、交货条件:**

(一) 交货地点: 甲方指定地点。

(二) 交货期: 合同签订后 30 个日历日交货, 具体配送时间以甲方通知为准。

五、运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费、包装垃圾清运等全部费用。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。乙方交货且甲方验收合格后货物损毁灭失的风险转移至甲方。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款:

(一) 保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常, 配置合理, 全面满足甲方要求。

(二) 符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态, 乙方对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

(三) 具有良好的外观, 适合安装场所的使用。

(四) 在质保期内乙方应免费实行保修、包换、包退服务。质保期后, 如甲方要求, 乙方应提供长期有偿优惠维修服务, 并负责长期供应系统所需的备品备件。

(五) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起免费保修壹年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过24小时（1个日历日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在15日内免费提供同型号备用配件，确保正常运行。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

(一) 质保期：壹年。

(二) 质保期内：

1. 发生质量问题，乙方自接到甲方通知后，应于24小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用，若乙方在接到通知后未在24小时内派人到场进行维修，则甲方有权自主进行维修，由此产生的费用由乙方承担并赔偿甲方因此造成的损失；

2. 定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内对设备提供一次免费保养服务。

(三) 质保期结束前一个月内，乙方对所供设备进行全面测试，全面保养维护，确保正常运行。

(四) 使用培训：院内机器安装后，乙方现场对甲方人员进行免费培训，保证操作人员能够正常使用。

八、技术与服务

技术资料：

1. 货物合格证；
2. 货物使用说明书（中文）；
3. 检验测试报告；
4. 其他资料。

九、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后，甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二) 货物安装、调试并正常运行后,由乙方进行自检,合格后能够正常使用时 书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后,进行验收,验收合格后,填写验收单作为对货物的最终认可,验收合格不代表对产品质量完全无异议。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据:

1. 本合同及附件文本;
2. 国家相应的标准、规范;
3. 招标文件、投标文件、澄清表(函)。

上述依据互为补充,各文件约定不一致的,若无补充协议对适用规则作出约定的前提下,则以产生顺序最新的优先适用。适用时间规则仍不能确定如何适用的,以甲方意见为准。

十、违约责任

(一) 按《政府采购法》《民法典》中的相关条款执行。

(二) 乙方逾期交货物的,每逾期一日,乙方应向甲方支付本合同总价款3%的 违约金,乙方逾期超过 15 日,甲方有权单方解除本合同,并要求乙方承担本合同总 价款 30%的违约金。

(三) 乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足要求,乙方必须无条件更换, 提高技术,完善质量,否则,甲方有权解除合同,要求乙方承担本合同总价款30%的 违约金,并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(四) 本合同下乙方违约给甲方造成损失的,乙方除违约金外还应赔偿由此给甲 方造成的全部损失,范围包括给甲方造成的实际损失、可预期利益、因委托第三方而 支付的费用,以及甲方因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等 全部相关费用。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按 下列第(二)种方式解决:

(一) 提交仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式叁份,甲方执贰份、乙方及确认方各执壹份。本合同经甲方、乙方及确认方三方签字盖章后生效,合同执行完毕后,自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。

十三、其他事项

(一) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二) 合同未尽事宜,由甲、乙双方协商,可签订补充协议作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。

(三) 合同一经签订,不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的,应按规定履行相应的手续。

(四) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、附件

1. 所投产品技术指标偏离表及设备配置清单;
2. 中标通知书复印件;

甲方(公章):

单位名称:黄陵县妇幼保健院

地址:黄陵县商业街中段 19 号

法定代表人: (签字或盖章)

代理人: (签字)

联系电话: 0911-5212839

签订日期: 2025 年 11 月 24 日

乙方(公章)

单位名称:江西倩丹贸易有限公司

地址:江西省南昌市进贤县文港镇繁荣路101号一楼

法定代表人: (签字或盖章)

代理人: (签字)

开户银行:中国建设银行股份有限公司
进贤李渡支行

账 号: 36050110659800001557

联系电话: 13571803890

签订日期: 2025 年 11 月 24 日

附件1：技术指标偏离表及设备配置清单

6、技术规格响应表

技术规格响应表-生物刺激反馈系统

项目编号：LT2025-1067

项目名称：黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目（县妇幼保健院保健服务能力提升）设备采购

合同包号：2

序号	品目	招标规格 1	投标规格 2	偏离说明	备注
1	生物刺激反馈系统	1. 主机≥4 个电刺激通道、≥4 个肌电采集通道、≥1 个压力反馈通道。	1.4 个电刺激通道、4个肌电采集通道、1个压力反馈通道	满足	详见用户手册
2		2. 肌电采集测量范围：1 μV ~3000 μV (r.m.s)	2 肌电采集测量范围：2 μV ~3000 μV	满足	详见用户手册
3		3. 分辨率：≤0.2 μV (r.m.s)	3 分辨率：≤0.2 μV (r.m.s)	满足	详见用户手册
4		4. 通频带：≥20Hz~550Hz (-3dB)	4.通频带：不窄于20Hz~550Hz	满足	详见用户手册
5		5. 系统噪声：≤1 μV	5.系统噪声：≤1 μV	满足	详见用户手册
6		6. 差模输入阻抗：≥5M Ω 。	6.差模输入阻抗：≥5M Ω 。	满足	详见用户手册
7		7. 共模抑制比：≥100dB。	7.共模抑制比：≥100dB。	满足	详见用户手册
8		8. 低频刺激强度：0-100mA，步进0.5mA 调节。	8.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度0.5mA	满足	详见用户手册
9		9. 低频刺激频率：0.5Hz-1000Hz 可调，步进 0.1Hz 调节。	9.低频刺激频率：0.1Hz-1000Hz 可调，步进 0.1Hz 调节。	满足	详见用户手册
10		10. 输出脉冲宽度：30 μs -1000000 μs 可调，步进 10 μs 调节。	10.输出脉冲宽度：30 μs -1000000 μs 可调，步进 10 μs 调节。	满足	详见用户手册
11		▲11. 电刺激基础输出波形：三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI 波、CS 波。	11.电刺激基础输出波形：三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI 波、CS 波。	满足	详见用户手册
12		12. 中频刺激频率：1kHz-10kHz 可调，误差：± 10%。	12.中频刺激频率：1kHz-10kHz 可调，误差：± 10%	满足	详见用户手册
13		13. 调幅度：0%~100%范围内可调，5%调节，允差±5%。	13 调幅度：0%~100%范围内可调，5%调节，允差±5%。	满足	详见用户手册

14	14. 压力模块测量范围 0-400mmHg，测量分辨率0.1mmHg。	14. 压力模块测量范围 0-400mmHg，测量分辨率 0.1mmHg。	满足	详见用户手册
15	15. 使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。	15. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。	满足	详见用户手册
16	16. 具备盆腹动力评估功能，包含 10 种评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估（Glazer 评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合筛查、肌电压力综合评估、专科检查。	16. 具备盆腹动力评估功能，包含 10 种评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估（Glazer 评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合筛查、肌电压力综合评估、专科检查。	满足	详见软件截图
17	17. 具备肌张力检测功能，可检测盆底肌被充胀拉伸前后的肌电幅值和充胀耐受张力值，结果可显示全程时间-张力曲线。	17. 具备肌张力检测功能，可检测盆底肌被充胀拉伸前后的肌电幅值和充胀耐受张力值，结果可显示全程时间-张力曲线。	满足	详见软件截图
18	18. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。	18. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。	满足	详见软件截图
19	19. 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出≥36 种刺激波形。	19. 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出≥36 种刺激波形。	满足	详见软件截图
20	20. 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节。	20. 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。	满足	详见软件截图
21	21. 盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。	21. 盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。	满足	详见软件截图
22	22. 盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。	22. 盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时	满足	详见软件截图

			压力值。		
23		23. 具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激。	23. 具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。	满足	详见软件截图
24		24. 具有 kegel 抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小。	24. 具有 kegel 抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。	满足	详见软件截图
25		25. 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。	25. 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。	满足	详见软件截图
26		26. 具有数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，回顾数据结果、波形。	26. 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。	满足	详见软件截图
27		27. 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。	27. 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。	满足	详见软件截图
28		28. 可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。	28. 可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。	满足	详见软件截图
29		29. 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等。	29. 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。	满足	详见软件截图
30		30. 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q 测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊	30. 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q 测量、手检肌力、疼痛检查等	满足	详见软件截图

		断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成 POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。	专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。		
--	--	---	--	--	--

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

盖单位公章：江西倩丹贸易有限公司



注：1. 指招标文件“第四章采购内容及要求”中的技术规格(参数), 投标人应
按照招

标文件中的内容逐项响应。

2. 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、满足或低于。

技术规格响应表-体态评估仪

项目编号: LT2025-1067

项目名称: 黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目(县妇幼保健院保健服
务能力提升)设备采购

合同包号: 2

序号	品目	招标规格 1	投标规格 2	偏离说明	备注
1	体态评估仪	适用范围: 对人体体表三维数据及人体生物电信号进行采集、分析和处理, 用于辅助医疗机构, 从人体形态学测量以及生物力学、人体肌力等方面, 对人体进行数字化、自动化、系统化的体型体态评估以及人体成分评估。	适用范围: 对人体体表三维数据及人体生物电信号进行采集、分析和处理, 用于辅助医疗机构, 从人体形态学测量以及生物力学、人体肌力等方面, 对人体进行数字化、自动化、系统化的体型体态评估以及人体成分评估。	满足	详见产品参数“使用范围”
2		硬件参数:	硬件参数		
3		▲1. 产品尺寸: 1660mm*780mm*2100mm; ±10mm;	▲1. 产品尺寸: 1660mm*780mm*2100mm	满足	详见产品技术参数“硬件参数第一条”
4		2. 传感器类型: 3D 深度视觉传感器、力学传感器、人体生物电传感器;	2. 传感器类型: 3D 深度视觉传感器、力学传感器、人体生物电传感器	满足	详见产品技术参数“硬件参数第四条”
5		3. 体重测量范围: 10kg~200kg;	3. 体重测量范围: 10kg~200kg	满足	详见产品技术参数“硬件参数第五条”
6		4. 体重测量精度: ±0.1kg;	4. 体重测量精度: ±0.1kg	满足	详见产品技术参数“硬件参数第六条”
7		5. 体脂率测量数据精度: ±0.1%;	5. 体脂率测量数据精度: ±0.1%	满足	详见产品技术参数“硬件参数第七条”
8		6. 三维数据采集时间: 30s~35s;	6. 三维数据采集时间:32s	满足	详见产品技术参数“硬件参数第八条”
9		7. 显示器参数: ≥27 英寸 高清显示器, 分辨率: ≥1920*1080;	7. 显示器参数: 27 英寸 高清显示器, 分辨率: 1920*1080	满足	详见产品技术参数“硬件参数第九条”
10		技术指标	技术指标	满足	
11		1. 通过无辐射 3D 扫描技术对人体进行全身扫描, 并完成真实三维模型重建, 模型可 360° 旋转并可呈现人体	1. 通过无辐射 3D 扫描技术对人体进行全身扫描, 并完成真实三维模型重建, 模型可 360° 旋转并可呈现人体正面	满足	详见软件检测报告第三页

		正面 3D 图像模型, 背面 3D 图像模型;	3D 图像模型,		
12		2. 无需人工辅助, AI 自动识别人体骨性标志点 ≥ 27 个, 包括: 第七颈椎棘突、肩峰、左/右肩胛骨下缘、第十二胸椎棘突、左/右髂后上棘、左/右髂前上棘、足跟、骶骨最低点、耻骨联合、股骨大转子、左/右下髁线、左/右髁峰、腘窝、内膝、内踝等	2. 根据真实三维模型, 进行智能化体态与人体生物力线评估, AI 自动识别人体骨性标志点 ≥ 27 个, 包括: 第七颈椎棘突、肩峰、左/右肩胛骨下缘、第十二胸椎棘突、左/右髂后上棘、左/右髂前上棘、足跟、骶骨最低点、耻骨联合、股骨大转子、左/右下髁线、左/右髁峰、腘窝、内膝、内踝等完成后查看报告	满足	详见软件检测报告第三页第一条
13		3. 根据人体三维模型进行自动化、智能化评估, 评估项目包括: 颈部矢状面姿势评估(头前引评估)、颈部冠状面姿势评估(斜颈)、高低肩评估、圆肩评估、膝关节冠状面评估(膝外翻、膝内翻)、膝关节矢状面评估(膝过伸)并输出个性化测评报告;	3. 根据人体三维模型进行自动化、智能化评估, 评估项目包括: 颈部矢状面姿势评估(头前引评估)、颈部冠状面姿势评估(斜颈)、高低肩评估、圆肩评估、膝关节冠状面评估(膝外翻、膝内翻)、膝关节矢状面评估(膝过伸)并输出个性化测评报告	满足	详见软件检测报告第三页
14		4. 人体中线及生物力线评估: 可实现 360° 旋转查看;	4. 人体中线及生物力线评估: 可实现 360° 旋转查看	满足	详见软件检测报告第三页
15		5. 3D 骨盆专项评估: 可生成个性化骨盆轮廓截面图, 进行骨盆前/后倾斜, 骨盆前/后移、骨盆旋转、骨盆侧倾的评估, 可输出偏移值、评估结论、异常项目肌肉情况分析等。	5. 3D 骨盆专项评估: 可生成个性化骨盆轮廓截面图, 进行骨盆前/后倾斜, 骨盆前/后移、骨盆旋转、骨盆侧倾的评估, 可输出偏移值、评估结论、异常项目肌肉情况分析等	满足	详见软件检测报告第三页与“技术指标第五条”
16		6. 支持对人体重心平衡检测, 评估左脚、右脚、前后重心、左右重心, 并结合四象限的各压力分布情况, 得出风险提示与建议;	6. 支持对人体重心平衡检测, 评估左脚、右脚、前后重心、左右重心, 并结合四象限的各压力分布情况, 得出风险提示与建议	满足	详见软件检测报告第三页
17		7. 人体成分测量原理: 直接节段多频生物电阻抗测量法(DSM-BIA 法)	7. 人体成分测量原理: 直接节段多频生物电阻抗测量法(DSM-BIA 法)	满足	技术参数“技术指标第七条”
18		8. 通过 8 点接触式电极以及 4 个不同频率的阻抗(5K、50K、250K、500K)分别在 5 个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行人体成分测量;	8. 通过 8 点接触式电极以及 4 个不同频率的阻抗(5K、50K、250K、500K)分别在 5 个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行人体成分测量	满足	技术参数“技术指标第八条”
19		9. 主要测量值: 人体成分分析(身体总水分、体脂肪、	9. 主要测量值: 人体成分分析(身体总水分、体脂肪、	满足	详见软件检测报告第三页与

		肌肉量、体重），肥胖分析（BMI，体脂百分比），节段肌肉分析（根据当前体重：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），细胞外水分比率分析（细胞外水分比率），测试历史记录（体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞内外水分比率），体成分评分，体型，体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），肥胖评估，营养评估，身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目（细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、去脂体重指数）。	肌肉量、体重），肥胖分析（BMI，体脂百分比），节段肌肉分析（根据当前体重：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），细胞外水分比率分析（细胞外水分比率），测试历史记录（体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞内外水分比率），体成分评分，体型，体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），肥胖评估，营养评估，身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析		技术参数“技术指标第九条”
20		10. 支持 9 项毫米级身体围度测量：左上臂、右上臂、胸围、腰围、臀围、左大腿、右大腿、左小腿、右小腿；	10.9 项毫米级身体围度测量：左上臂、右上臂、胸围、腰围、臀围、左大腿、右大腿、左小腿、右小腿	满足	详见软件检测报告第四页
21		11. 医生可根据测评数据参考值个性化编写结果解析意见，并添加到报告中；	11. 医生可根据测评数据参考值个性化编写结果解析意见，并添加到报告中	满足	详见软件检测报告第四页
22		12. 人机交互方式≥3 种：手势交互、姿势交互、按键交互；	12 人机交互方式3 种：手势交互、姿势交互、按键交互	满足	详见软件检测报告第四页
23		13. 支持自动存储所有数据并自动上传至云端、支持远程查看。	13. 支持自动存储所有数据并自动上传至云端、支持远程查看	满足	详见软件检测报告第四页
24		14. 支持数据可追溯，可通过数据管理平台随时调取历史三维模型与测评数据。并对历史数据进行处理，生成趋势变化图；	14 支持数据可追溯，可通过数据管理平台随时调取历史三维模型与测评数据。并对历史数据进行处理，生成趋势变化图	满足	详见软件检测报告第四页与 技术参数“技术指标第十四条”
25		15. 具有电子版报告和纸质版报告 2 种呈现方式。电子版报告：设备端测量完成后，扫码绑定用户信息，登陆B端管理平台查看电子版报告；纸质版报告：设备测量完成后，绑定测量用户信	15. 具有电子版报告和纸质版报告 2 种呈现方式。电子版报告：设备端测量完成后，扫码绑定用户信息，登陆B端管理平台查看电子版报告；纸质版报告：设备测量完成后，绑定测量用户信息，登	满足	详见软件检测报告第四页

		息, 登陆 B 端管理平台, 选择报告, 打印报告; 或在设备端打印报告;	陆 B 端管理平台, 选择报告, 打印报告; 或在设备端打印报告		
26		16. 提供包括 HIS、EMR 等多种数据接口;	16. 提供包括 HIS、EMR 等多种数据接口	满足	详见软件检测报告第四页

法定代表人或被授权人 (签字或盖章):



盖单位公章: 江西倩丹贸易有限公司

- 注: 1. 指招标文件“第四章采购内容及要求”中的技术规格(参数), 投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。
2. 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。
3. 偏离说明填写: 优于、满足或低于。

技术规格响应表-盆底磁激仪

项目编号: LT2025-1067

项目名称: 黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目(县妇幼保健院保健服务能力提升)设备采购

合同包号: 2

序号	品目	招标规格 1	投标规格 2	偏离说明	备注
1	盆底磁激仪	硬件参数:	硬件参数	满足	详见用户手册
2		1. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准, 通过 EMC 电磁兼容测试。	1. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准, 通过 EMC 电磁兼容测试	满足	详见检验报告
3		2. 具有刺激人体中枢神经和外周神经, 注册证适用范围包含神经功能障碍的辅助治疗。	2. 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经, 注册证适用范围包含神经功能障碍的辅助治疗	满足	详见注册证
4		3. 产品组成含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。	3. 注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件	满足	详见用户手册
5		4. 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计; 主机采用一体式设计, 脉冲源、冷却系统集成在同一主机箱内; 非堆叠结构。	4. 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计磁刺激脉冲源、冷却系统集成在同一主机箱内; 非堆叠结构, 无倾覆、坠落风险	满足	详见用户手册、彩页
6		▲5. 具备盆底磁刺激专用座椅, 座椅靠背角度可调, 可放平至 180°。	▲5. 标配盆底磁刺激专用座椅, 座椅靠背角度可调, 可放平至 180°, 提高患者治疗中的舒适度、依从性与配合度	满足	详见用户手册
7		6. 座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节, 软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换。	6. 座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节, 软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换, 更加方便	满足	详见用户手册、软件截图
8		7. 具备标配 2 个液冷线圈, 包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈。	7. 标配 2 个液冷线圈, 包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈, 满足临床对不同部位的治疗需求	满足	详见用户手册
9		8. 盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激	8. 盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激	满足	详见用户手册、软

					件截图
10		9. 外周刺激线圈可通过线圈把手按键进行强度调节和 触发磁刺激输出, 可显示实时线圈温度。	9. 外周刺激线圈可以通过线圈把手按键进行强度调节和触发磁刺激输出, 可显示实时线圈温度	满足	详见用户手册、刺激线圈实物图、彩页
11		10. 支持一键开机, 直接进入操作软件。	10. 支持一键开机, 直接进入操作软件。	满足	详见用户手册、彩页
12		11. 采用实体按键进行选择、键入等动作, 非触摸屏操作。	11. 采用实体按键进行选择、键入等动作, 非触摸屏操作。	满足	详见用户手册、彩页
13		12. 磁刺激强度可进行电脑软件、磁刺激主机旋钮和拍 头按键多模式调节。	12. 磁刺激强度可进行电脑软件、磁刺激主机旋钮和拍 头按键多模式调节。	满足	详见用户手册、彩页、软件截图
14		13. ≥ 21.5 英寸主副双屏配置, 主屏医护操作, 副屏患者观看。	13. 21.5 英寸主副双屏配置, 主屏医护操作, 副屏患者观看, 医患实时互动	满足	详见彩页
15		14. 采用液态内循环冷却系统联合风冷系统, 可实现系统温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 。防护系统实时监测线圈温度, 安全预警暂停工作。	14. 采用液态内循环冷却系统联合风冷系统, 散热效率高, 保证设备长时间运行, 可实现系统温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 。防护系统实时监测线圈温度, 安全预警暂停工作, 保证安全使用。	满足	详见用户手册
16		15. 磁刺激设备包含体外反馈模块 (盆底运动检测模块), 用于检测盆底运动。	15. 磁刺激设备包含体外反馈模块, 用于检测盆底运动	满足	详见用户手册、彩页
17		16. 体外反馈模块 (盆底运动检测模块) 工作频率 60GHz $\pm 5\%$	16. 体外反馈模块 (盆底运动检测模块) 工作频率 60GHz $\pm 5\%$	满足	详见用户手册
18		17. 体外反馈模块 (盆底运动检测模块) 检测范围 0.1~120mm, 误差 0.1mm	17. 体外反馈模块 (盆底运动检测模块) 检测范围 0.1~120mm, 误差 0.1mm	满足	详见用户手册
19		18. 脉冲磁场最大磁感应强度 8Tesla。	18. 脉冲磁场最大磁感应强度 8Tesla。	满足	详见用户手册
20		19. 脉冲磁场最大刺激频率 100Hz, 允差: $\pm 2\%$, 0~100Hz 可调。	19. 脉冲磁场最大刺激频率 100Hz, 允差: $\pm 2\%$ 0~100Hz 可调。	满足	详见用户手册
21		20. 当脉冲频率 $\leq 1\text{Hz}$ 时, 频率调节步长为 0.01Hz。	20. 当脉冲频率 $\leq 1\text{Hz}$ 时, 频率调节步长为 0.01Hz	满足	详见用户手册

22		21. 磁感应强度最大变化率： $10\text{kT/s} \sim 160\text{kT/s}$ 。	21. 磁感应强度最大变化率： $10\text{kT/s} \sim 160\text{kT/s}$ 。	满足	详见用户手册
23		22. 脉冲上升时间： $50\text{ }\mu\text{s} \pm 15\text{ }\mu\text{s}$ 。	22. 脉冲上升时间： $50\text{ }\mu\text{s} \pm 15\text{ }\mu\text{s}$ 。	满足	详见用户手册
24		23. 单个脉冲持续时间： $340\text{ }\mu\text{s} \pm 20\text{ }\mu\text{s}$ 。	23. 单个脉冲持续时间： $340\text{ }\mu\text{s} \pm 20\text{ }\mu\text{s}$ 。	满足	详见用户手册
25		24. 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。	24. 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失，与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接。	满足	详见用户手册
26		25. 运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接。	25. 运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接。	满足	详见用户手册、彩页
27		26. 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围： $1 \sim 3000\text{ }\mu\text{V}$ 。	26. 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围： $1 \sim 3000\text{ }\mu\text{V}$ 。	满足	详见用户手册
28		27. 运动诱发电位检查最小分辨率 $\leq 0.2\text{ }\mu\text{V}$ 。	27. 运动诱发电位检查最小分辨率 $0.2\text{ }\mu\text{V}$ 。	满足	详见用户手册
29		28. 运动诱发电位检查频率范围： $20\text{Hz} \sim 550\text{Hz}$ 。	28. 运动诱发电位检查频率范围： $20\text{Hz} \sim 550\text{Hz}$ 。	满足	详见用户手册
30		29. 具有开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。	29. 具有开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。	满足	详见用户手册
31		软件参数：	软件参数	满足	详见用户手册
32		30. 具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激5种脉冲输出模式。	30. 具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激5种脉冲输出模式。	满足	详见用户手册
33		31. 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。	31. 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。	满足	详见用户手册
34		32. 软件具有实时体位坐姿监测和自动校准功能，出现体位移动、坐姿变化时，软件自动提示并重新校准。	32. 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。	满足	详见软件截图

35	33. 内置多种临床治疗方案供医生选择, 包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看, 也可以导入导出。	33. 内置多种临床治疗方案供医生选择, 包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看, 也可以导入导出。	满足	详见软件截图
36	34. 具有体外评估功能, 可检测盆底收缩时会阴体抬升高度, 用于评估盆底肌运动水平, 评估指标包括: 快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。	34. 具有体外评估功能, 可用于评估盆底肌运动水平, 评估指标包括: 快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。	满足	详见软件截图
37	35. 盆底肌运动水平评估报告包括评估指标测试值、参考值、盆底肌抬升运动轨迹图、报告简要解读说明和 治疗建议。	35. 盆底肌运动水平评估报告包括评估指标测试值、参考值、盆底肌抬升运动轨迹图、报告简要解读说明和 治疗建议。	满足	详见软件截图
38	36. 可对评估报告的模板进行设置, 包括自定义报告的 医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。	36. 可对评估报告的模板进行设置, 包括自定义报告的 医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。	满足	详见用户手册
39	37. 系统支持与生物刺激反馈类设备之间数据共享, 可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据, 实现患者治疗数据的自动实时同步。	37. 系统支持与生物刺激反馈类设备之间数据共享, 可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据, 实现患者治疗数据的自动实时同步。	满足	详见软件截图
40	38. 系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案, 可实现数据同步。	38. 系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案, 可实现数据同步。	满足	详见软件截图
41	39. 疗程化方案治疗, 可自动按照当前治疗次数调用对应的治疗方案进行治疗, 也可手动调整方案。	39. 疗程化方案治疗, 可自动按照当前治疗次数调用对应的治疗方案进行治疗, 也可手动调整方案。	满足	详见软件截图
42	40. 组合式方案治疗, 可进行多个方案联合, 然后一键开启治疗。	40. 组合式方案治疗, 可进行多个方案联合, 然后一键开启治疗。	满足	详见软件截图

43	41. 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。	41. 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。	满足	详见软件截图
44	42. 具有方案自定义功能, 可用于疗程方案设置和独立方案设置。	42. 具有方案自定义功能, 可用于疗程方案设置和独立方案设置。	满足	详见软件截图
45	43. 磁刺激治疗方案参数可自定义设置, 包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、间歇时间、休息时间、重复次数等。单次治疗方案至少可设置 10 种不同频率循环刺激, 实现重复变频刺激。	43. 磁刺激治疗方案参数可自定义设置, 包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、间歇时间、休息时间、重复次数等。单次治疗方案至少可设置 10 种不同频率循环刺激, 实现重复变频刺激。	满足	详见软件截图
46	44. 治疗开始时、治疗结束时均有语音提示, 提示患者做好准备, 避免突然的刺激惊吓患者。	44. 治疗开始时、治疗结束时均有语音提示, 提示患者做好准备, 避免突然的刺激惊吓患者。	满足	详见软件截图
47	45. 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节, 同时显示方案的输出进程, 已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。	45. 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节, 同时显示方案的输出进程, 已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。	满足	详见软件截图
48	46. 刺激方案具有患者体位示意图, 提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位, 更有效的指导患者配合治疗。	46. 刺激方案具有患者体位示意图, 提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位, 更有效的指导患者配合治疗。	满足	详见软件截图
49	47. 具有数据管理功能, 可以对工作量等治疗数据进行统计分析, 还可以回顾数据结果、波形, 实现病历管理或病历导出。	47. 具有数据管理功能, 可以对工作量等治疗数据进行统计分析, 还可以回顾数据结果、波形, 实现病历管理或病历导出。	满足	详见用户手册

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：



盖单位公章：江西倍丹贸易有限公司

注：1. 指招标文件“第四章采购内容及要求”中的技术规格(参数), 投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。

2. 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、满足或低于。

技术规格响应表-射频治疗仪

项目编号: L12025-1067

项目名称: 黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目(县妇幼保健院保健服务能力提升)设备采购

合同包号: 2

序号	品目	招标规格 1	投标规格 2	偏离说明	备注
1	★射频治疗仪	1. 应用于面部及身体护理、产后康复等, 具有减脂塑形、美容美体、抗衰老、祛妊娠纹、疼痛调理等功能	1. 可用于面部及身体护理, 产后康复等。具备减脂束型, 美容美体, 抗衰老, 淡化妊娠纹, 疼痛管理等功能。	满足	详见彩页
2		▲2. 应用于私密护理, 可适用于: 性交疼痛、阴道痉挛、阴部疼痛、痔疾、尿痛、尿失禁、组织水肿、血肿等	▲2. 配备专用私密电极, 可适用于: 性交痛, 阴道痉挛, 压力性尿失禁, 祛水肿等。	满足	详见彩页
3		3. 可治疗关节性疾病, 结合推拿手法, 治疗疼痛, 具有可穿戴的治疗配件可以主动参与治疗。	3. 可治疗关节性疾病, 结合推拿手法, 治疗疼痛, 具备可穿戴的治疗配件, 可以主动参与治疗。	满足	详见彩页
4		三. 技术参数:	技术参数		详见说明书
5		1. 输出功率: $\leq 300\text{VA}$ 可调, 步进 10%; 输入电源: 220V, 50Hz	1. 输入功率: 300VA. 输入电源220V50HZ. 输出治疗强度可调, 步进10%。	满足	详见说明书P01, 产品概述。
6		2. 治疗频率: $\leq 1000\text{KHZ}$ 可调, 非单一工作频率。频率范围在 2500Hz~1MHz, $\geq$ 两种不同的治疗频率。	2. 工作频率: 0.3MHZ, 0.5MHZ, 1MHZ.	满足	详见说明书P01, 产品性能。
7		3. 输出模式: 连续输出, 间歇输出, 脉冲输出。	3. 具备连续输出, 间歇输出, 增强输出。并且在电阻深层模式下具备脉冲模式。	满足	详见说明书P04 操作方法, P05 选用脉冲模式。
8		4. 脉冲模式输出: 可叠加低频电流。	4. 脉冲模式下可选择叠加 2HZ或4HZ低频。	满足	详见说明书P05, 选用脉冲模式。
9		5. 治疗电极a. 具备单极(包括但不限于电容, 电阻等) 和多极治疗电极。b. 电极片规格 ≥ 3 种。	5. 具备电容电极, 电阻电极, 多极电极等。电容, 电阻电极片具备三种规格。	满足	详见说明书P03, 配件名称, 配置清单。
10		6. 治疗模式: ≥ 3 种治疗模式, 单独治疗模式 ≥ 2 种, 交替治疗模式 ≥ 1 种。	6. 具备电极模式, 脉冲模式, 多极模式三种单独治疗模式。并且具备电容电阻交替, 深层浅层交替两种交替模式。	满足	详见说明书P04, 选用单极模式。

11	7. 治疗深度：治疗深度具备深浅可调。	7. 电容，电阻，多极模式均具备深浅模式切换。	满足	详见说明书P04，选用单极模式。
12	8. 治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。	8. 电容电阻模式下，浅层输出频率为0.5MHz，深层输出频率为0.3MHz，动态频率模式下以0.5秒为周期，切换不同工作频率。	满足	详见说明书P04，选用单极模式。
13	9. 治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别。	9. 可手动选择治疗电极，也可系统自动识别。	满足	详见说明书P04，选用单极模式。
14	10. 输出通道：≥4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。	10. 具备电容电极接口，电阻电极接口，多极电极接口，中性电极接口，手持急停开关接口等。	满足	详见说明书P02，产品使用说明附表。
15	11. 安全措施：具备患者手持式急停开关。有主电源开关，副电源开关。	11. 具备功能开关，主电源开关，手持式急停开关。	满足	详见说明书P02，产品使用说明附表。
16	12. 显示屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。	12. LCD触摸式彩色显示屏。	满足	详见说明书P02，产品使用说明附表。
17	13. 治疗时间：0-60分钟可调，步进1分钟。	13. 显示治疗时长，步进一分钟，最多60分钟。	满足	详见说明书P04，操作界面及附表。
18	14. 治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。	14. 治疗开始和结束或者中途暂停治疗，均伴有系统提示音，音量大小可调节。	满足	详见说明书P04，操作界面及附表。
19	▲15. 安全和认证：具有NMPA认证（医疗器械注册证）。	▲15. 具备医疗器械注册证。	满足	详见注册证。
20	16. 多级工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%。	16. 多级工作模式：常规多极模式，工作频率≤1MHz，误差±10%；深度多极模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%。	满足	详见说明书P06，选用多极模式及附表。
21	17. 配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、多极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个）、双层抽屉仪器车一台。	17. 主机一台，双层抽屉台车配备电极收纳架。配备电容电极，电阻电极，多极电极等。电容电极片，电阻电极片各3片。	满足	详见配置清单。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

盖单位公章：江西倩丹贸易有限公司

注：1. 指招标文件“第四章采购内容及要求”中的技术规格（参数），投标人应按照招

标文件中的内容逐项响应。

2. 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格（参数），投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、满足或低于。

编号: 里日 招 (0001) (0001) (A.2)

配 置 清 单

供货方: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 (甲方)
 收货方: (乙方)
 产品名称: 生物刺激反馈系统
 型号: MLD E200
 配置: /
 领域: 医疗

序号	物料名称	数量	单位	备注
1	主机 (含软件)	1	台	
2	显示器 (含底座及线材)	1	台	
3	电源线	1	根	
4	1分5电源线	1	根	
5	导气管	1	根	
6	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	
7	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	刺激电极
8	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	刺激电极
9	刺激电极	1	套	刺激电极
10	刺激电极	1	套	刺激电极
11	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	
12	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	
13	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	
14	刺激电极 (含导线及电极)	1	套	
15	导线	1	套	
16	导线	1	套	
17	导线	1	套	
18	导线	1	套	
19	导线	1	套	
20	导线	1	套	
21	导线	1	套	
22	导线	1	套	
23	导线	1	套	
24	导线	1	套	
25	导线	1	套	
26	导线	1	套	
27	导线	1	套	
28	导线	1	套	
29	导线	1	套	
30	导线	1	套	
31	导线	1	套	
32	导线	1	套	
33	导线	1	套	
34	导线	1	套	
35	导线	1	套	
36	导线	1	套	
37	导线	1	套	
38	导线	1	套	
39	导线	1	套	
40	导线	1	套	
41	导线	1	套	
42	导线	1	套	
43	导线	1	套	
44	导线	1	套	
45	导线	1	套	
46	导线	1	套	
47	导线	1	套	
48	导线	1	套	
49	导线	1	套	
50	导线	1	套	
51	导线	1	套	
52	导线	1	套	
53	导线	1	套	
54	导线	1	套	
55	导线	1	套	
56	导线	1	套	
57	导线	1	套	
58	导线	1	套	
59	导线	1	套	
60	导线	1	套	
61	导线	1	套	
62	导线	1	套	
63	导线	1	套	
64	导线	1	套	
65	导线	1	套	
66	导线	1	套	
67	导线	1	套	
68	导线	1	套	
69	导线	1	套	
70	导线	1	套	
71	导线	1	套	
72	导线	1	套	
73	导线	1	套	
74	导线	1	套	
75	导线	1	套	
76	导线	1	套	
77	导线	1	套	
78	导线	1	套	
79	导线	1	套	
80	导线	1	套	
81	导线	1	套	
82	导线	1	套	
83	导线	1	套	
84	导线	1	套	
85	导线	1	套	
86	导线	1	套	
87	导线	1	套	
88	导线	1	套	
89	导线	1	套	
90	导线	1	套	
91	导线	1	套	
92	导线	1	套	
93	导线	1	套	
94	导线	1	套	
95	导线	1	套	
96	导线	1	套	
97	导线	1	套	
98	导线	1	套	
99	导线	1	套	
100	导线	1	套	

本清单一式两份, 甲方和乙方各执一份, 作为合同附件及验收依据

甲方盖章: _____ 乙方盖章: _____
 日期: _____ 日期: _____

Visbody-E730 配置清单

序号	名称	规格	数量
1	主机	Visbody E730	1
2	脚踏板	脚踏板	1
3	脚踏板	脚踏板	1
4	脚踏板	脚踏板	1
5	脚踏板	脚踏板	1
6	脚踏板	脚踏板	1
7	脚踏板	脚踏板	1
8	脚踏板	脚踏板	1
9	脚踏板	脚踏板	1
10	脚踏板	脚踏板	1
11	脚踏板	脚踏板	1
12	脚踏板	脚踏板	1
13	脚踏板	脚踏板	1

产品型号: MLD-F3 (0521-0001) (A,2)		模板编号: 9000116 (1,0)		
配 置 清 单				
供货方: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 (甲方)				
收货方: (乙方)				
产品名称: 磁刺激仪				
型 号: MLD-F1100				
配 置: /				
领 域: 医疗				
订单编号:				
序号	配置	单位	数量	备注
1	磁刺激仪主机 (0.100Hz)	套	1	
2	磁刺激仪控制箱	套	1	
3	双通道磁刺激发生单元 (MDF) 标准模块	套	1	
4	磁刺激仪软件 (默认系列)	套	1	
5	磁刺激仪数据线 (MDF-M100Hz)	套	1	
6	磁刺激仪数据线 (MDF-M100Hz)	套	1	
7	磁刺激仪材料	套	1	
8	磁刺激仪	套	1	
9	磁刺激仪控制箱	套	1	
10	用户手册	本	1	
11	合格证	张	1	
12	保修卡	张	1	
13	操作说明书	张	1	
以上为本公司标准配置项目, 如需更改, 请填写以下栏目				
另附				
14	显示屏	块	2	
15	工业级计算机 (内置)	套	1	
16	磁刺激	套	1	
17	鼠标	个	1	
18	鼠标垫	个	1	
19	音箱	个	1	
20	支架	套	1	
21	操作说明书	张	1	

射频理疗仪 XSSP-3SE 配置清单

序号	品名	规格/型号	单位	数量	备注
1	主机	XSSP-3SE	台	1	
2	电源线	1.5m	根	1	
3	治疗电极-电阻电极	-	个	1	
4	治疗电极-电容电极	-	个	1	
5	中性电极	-	块	1	
6	治疗电极-多极电极	Body	个	1	
7	治疗电极-电阻电极片	Φ40mm	个	1	
8	治疗电极-电阻电极片	Φ60mm	个	1	
9	治疗电极-电阻电极片	Φ70mm	个	1	
10	治疗电极-电容电极片	Φ40mm	个	1	
11	治疗电极-电容电极片	Φ60mm	个	1	
12	治疗电极-电容电极片	Φ70mm	个	1	
13	电阻电极连接线缆	-	根	1	
14	电容电极连接线缆	-	根	1	
15	多极电极连接线缆	-	根	1	
16	中性电极连接线缆	-	根	1	
17	手持急停开关	-	个	1	
18	I型集成基件	-	套	1	明细见下表
19	企业资质	-	套	1	
20	说明书	-	份	1	
21	用户验收单	-	份	1	
22	合格证	-	个	1	
23	保修卡	-	份	1	

I型集成基件明细表

序号	品名	规格/型号	单位	数量	备注
1	台车	-	台	1	
2	保湿按摩膏	750g	瓶	1	
3	电阻电极手指操作头	-	个	1	
4	电容电极手指操作头	-	个	1	
5	中性电极手指操作头	-	个	1	
6	绑带式电阻电极	-	个	1	
7	绑带式电容电极	-	个	1	
8	绑带式中性电极	-	个	1	
9	双头电阻电极连接线	-	根	1	
10	粘贴式中性连接线	-	根	1	
11	电极保护环	40mm	个	2	
12	电极保护环	60mm	个	2	
13	电极保护环	70mm	个	2	

14	多级电极操作头	Face	个	1	
15	粘贴式电极连接导线		根	1	
16	贴片电极		包	1	
17	穿戴式理疗电极	XSDJ-CD-11	个	2	

天津市顺博医疗设备有限公司

陕西龙投国发项目管理有限公司

中标通知书

江西倩丹贸易有限公司：

黄陵县公立医院改革与高质量发展示范项目(县妇幼保健院保健服务能力提升)设备，合同包 2(盆底康复中心建设)，项目编号：LT2025-1067，招标工作已结束，根据评标委员会评审结果，经采购人的确认，最终确定贵公司为中标单位：

中标金额为：人民币壹佰叁拾玖万壹仟元整(¥1391000.00 元)。

请接此通知后，按照招标文件规定的时间，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同，做好项目实施的有关准备工作，确保按期供货。

备注：根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》(陕财办采(2018)23 号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15 号)文件及《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》(陕财办采函(2022)10 号)文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同提出融资申请。(供应商自行查看以上政策文件及平台了解相关政策及业务流程)。

陕西龙投国发项目管理有限公司

2025 年 11 月 21 日