

略阳县食品药品质量技术检验检测中心实验室建设（一期）项目

配套设施采购合同

建设单位： 略阳县市场监督管理局

施工单位： 陕西顺和达建筑工程有限公司

2026年3月10日



采购人（全称）：略阳县市场监督管理局

供应商（全称）：陕西顺和达建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：略阳县食品药品质量技术检验检测中心实验室建设（一期）配套设施采购项目
2. 项目地点：略阳县绿色食药科技产业园区综合楼二楼
3. 项目内容：设备采购
4. 项目交货期：2026年4月9日

二、合同清单及金额

合同清单详见附件

合同价款：895302.50 元，大写：捌拾玖万伍仟叁佰零贰元伍角。

合同总价即中标价，为一次性报价，后期参照实际工作量变化进行调整。合同价格包含所提供货物的设计、制造、出厂检测、工厂检验和监造、培训、运输、保险、装卸、施工现场技术服务、二次运输费用，设备现场保管费用、安装、备品备件、检测和维修专用工具、应缴纳税费、伴随服务费、售后服务、购置相关税费等因开展本项目所涉及的一切相关费用在内。

设施具体参数详见附件。



三、结算方式

1. 结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

2. 付款方式：

合同签订后 7 天内支付合同价款总额 50%的预付款，货物到现场后付合同价款总额的 30%，安装调试完成且验收合格后付合同价款总额的 10%，剩余 10%货款待审计完成后结清。

四、质保期限

供货期限： 30 天；

质保期： 1 年；

五、项目实施地点

采购人指定地点：略阳县绿色食药科技产业园区综合楼二楼

六、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）安装调试及其他一切费用。

2、由供应商负责运输、安装、调试。货物到现场后，供应商与采购人共同对外观进行验收。供应商应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。



3、供应商应在合同规定的交货期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

七、技术支持

1、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。

2、现场服务、质保期内维修费用含在合同总价中，提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间 ≤ 48 小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费更换服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

3、质保期内每年至少四次免费上门维护，回访。

4、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人通知的2日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。



6、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

八、技术培训

1、供应商应告知采购人产品的使用、维护、保养等有关注意事项，并根据招标文件要求对采购人人员进行培训，培训费用由供应商承担。

2、在产品正常使用寿命内发生的任何产品质量问题，供应商应当于接到采购人通知后 4 小时内赶到现场并及时解决。

九、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；
2、制造厂商的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3、产品验收标准；

4、技术说明书及必须的其它技术资料；

5、产品安装，调试、及原理图；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、整体验收后提供验收报告；

十、质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内



容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

6、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。

7、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

十一、验收

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照



采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

十二、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十三、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

十四、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。



十五、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十六、违约责任

1、供应商应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试、验收，若不能按期完成，情节严重的采购人有权解除合同，并视情节处以不低于合同价款 10%的违约金，同时追究供应商的违约责任。

2、双方中任何一方违反本合同保密条款的，应当向对方支付违约金。

3、供应商向采购人保证，其在向采购人提交合同约定的产品之前对合同约定的全部产品享有完全的知识产权及所有权，并保证该产品在交付采购人使用后没有任何权属纠纷，如在采购人使用该产品的过程中出现任何权属纠纷，均由供应商承担全部责任，供应商还应向采购人承担合同总价款 1 %的违约金，违约金不足以弥补给采购人造成的损失，供应商还应当承担补足责任。

4、合同成立后，在任何一方无实质违约的情况下，未经相对方书面允许不得单方撤销、中止、终止履行合同。

十七、合同订立

1. 订立时间：2026年3月10日。

2. 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

（以下无正文）



产品技术参数表

采购项目名称：{略阳县食品药品质量技术检验检测中心实验室建设(一期)配套设施采购项目}

采购项目编号：{ZCLH-2026009}

采购包号：{采购包 1}

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数	是否偏离	单位	数量	制造商家	规格	型号
1	前台	L型框架结构，E1密度板/纤维板一体成型安装，仿大理石贴面，清漆敷面，优质五金配件	L型框架结构，E1密度板/纤维板一体成型安装，仿大理石贴面，清漆敷面，优质五金配件	无偏离	套	1	成都世亨家具有限公司	3000*600*1000mm	定制
2	组合办公桌	E0级环保板材组合家具，L型含侧柜，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，	E0级环保板材组合家具，L型含侧柜，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，	无偏离	套	2	成都世亨家具有限公司	1600*600*750mm	定制
3	办公椅	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	无偏离	把	2	成都世亨家具有限公司	450*450*900mm	定制
4	文件柜	0.8mm钢制中二斗文件柜，上玻璃门，中抽屉，下实门，钢制层板，承重≥30kg	0.8mm钢制中二斗文件柜，上玻璃门，中抽屉，下实门，钢制层板，承重30kg	无偏离	个	2	成都世亨家具有限公司	850*390*1800mm	定制
5	组合办公桌	对坐双人位，E0级环保板材组合家具，L型含侧柜，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，	对坐双人位，E0级环保板材组合家具，L型含侧柜，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，	无偏离	套	4	成都世亨家具有限公司	1400*1200*750mm	定制
6	办公椅	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	无偏离	把	8	成都世亨家具有限公司	450*450*900mm	定制

7	文件柜	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重≥30kg	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重 30kg	无偏离	个	3	成都世亨家 具有限公司	850*390* 1800mm	定制
8	办公桌	实木组合家具,L型含侧柜,5cm 实木桌面,台下隐藏走线	实木组合家具,L型含侧柜,5cm 实木桌面,台下隐藏走线	无偏离	套	1	成都世亨家 具有限公司	2000*800 *750mm	定制
9	办公椅	弹性乳胶坐垫,钢制框架,固 定扶手,弓形黑网靠背	弹性乳胶坐垫,钢制框架,固 定扶手,弓形黑网靠背	无偏离	把	3	成都世亨家 具有限公司	450*450* 900mm	定制
10	双人沙发	双人位,实木构架,S蛇形弹簧 座撑,内嵌式款扶手板,耐磨 猫爪皮全包双层高密度海绵,	双人位,实木构架,S蛇形弹簧 座撑,内嵌式款扶手板,耐磨 猫爪皮全包双层高密度海绵,	无偏离	套	1	成都世亨家 具有限公司	1300*760 *800mm	定制
11	文件柜	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重≥30kg	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重 30kg	无偏离	个	1	成都世亨家 具有限公司	850*390* 1800mm	定制
12	组合办公桌	E0 级环保板材组合家具,L型 含侧柜,台下隐藏走线,1.0mm 厚冷轧钢焊接钢架,25mm 厚板 材桌面,	E0 级环保板材组合家具,L型 含侧柜,台下隐藏走线,1.0mm 厚冷轧钢焊接钢架,25mm 厚板 材桌面,	无偏离	套	2	成都世亨家 具有限公司	1600*600 *750mm	定制
13	办公椅	弹性乳胶坐垫,钢制框架,固 定扶手,弓形黑网靠背	弹性乳胶坐垫,钢制框架,固 定扶手,弓形黑网靠背	无偏离	把	2	成都世亨家 具有限公司	450*450* 900mm	定制
14	双人沙发	双人位,实木构架,S蛇形弹簧 座撑,内嵌式款扶手板,耐磨 猫爪皮全包双层高密度海绵,	双人位,实木构架,S蛇形弹簧 座撑,内嵌式款扶手板,耐磨 猫爪皮全包双层高密度海绵,	无偏离	套	1	成都世亨家 具有限公司	1300*760 *800mm	定制
15	文件柜	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重≥30kg	0.8mm 钢制中二斗文件柜,上玻 门,中抽屉,下实门,钢制层 板,承重 30kg	无偏离	个	1	成都世亨家 具有限公司	850*390* 1800mm	定制
16	组合办公桌	E0 级环保板材组合家具,单人	E0 级环保板材组合家具,单人	无偏离	套	5	成都世亨家	1200*600	定制

		工位，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，	工位，台下隐藏走线，1.0mm厚冷轧钢焊接钢架，25mm厚板材桌面，				具有限公司	*750mm	
17	办公椅	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	弹性乳胶坐垫，钢制框架，固定扶手，弓形黑网靠背	无偏离	把	5	成都世亨家具有限公司	450*450*900mm	定制
18	文件柜	0.8mm 钢制中二斗文件柜，上玻门，中抽屉，下实门，钢制层板，承重≥30kg	0.8mm 钢制中二斗文件柜，上玻门，中抽屉，下实门，钢制层板，承重 30kg	无偏离	个	2	成都世亨家具有限公司	850*390*1800mm	定制
19	档案柜	1.全钢结构，0.8mm 钢制，表面防腐喷涂 2.上下实门，4层钢制调节层板，承重≥50kg 3.隐藏式或嵌入式拉手 4.转舌锁	1.全钢结构，0.8mm 钢制，表面防腐喷涂 2.上下实门，4层钢制调节层板，承重 50kg 3.隐藏式或嵌入式拉手 4.转舌锁	无偏离	个	16	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*400*1800mm	定制
20	仪器柜	全钢结构，1.0mm 冷轧钢钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	全钢结构，1.0mm 冷轧钢钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
21	轻型货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4层货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4层货架	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
22	实验边台	1.全钢结构，采用1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2.15mm 实验室专用陶瓷台面	1.全钢结构，采用1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2.15mm 实验室专用陶瓷台面	无偏离	米	4.1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4100*750*830	定制

		3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开	3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开						
23	天平台	1. 全钢结构，采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型，表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面，中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部，采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型，表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面，中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部，采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底，台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*750*830	定制
24	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2000*750*830	定制
25	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开	无偏离	米	1.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1800*750*830	定制
26	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂	无偏离	米	3.6	洛阳弗莱仕	3600*750	定制

		<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>				金属制品有限公司	*830	
27	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	3.6	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3600*750*830	定制
28	轻型货架	<p>全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架</p>	<p>全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架</p>	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
29	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	6.1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	6100*750*830	定制
30	衣柜	<p>1. 全钢结构，标厚 1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂</p>	<p>1. 全钢结构，标厚 1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂</p>	无偏离	个	3	洛阳弗莱仕金属制品有	900*450*1800mm	定制

		2.6 开门 6 人储位，含锁	2.6 开门 6 人储位，含锁				限公司		
31	衣柜	1. 全钢结构，标厚 1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂 2.6 开门 6 人储位，含锁	1. 全钢结构，标厚 1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂 2.6 开门 6 人储位，含锁	无偏离	个	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
32	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	1.5	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*750*830	定制
33	样品柜	全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
34	轻型货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
35	轻型货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1800*500*2000mm	定制
36	样品柜	全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，	全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，	无偏离	个	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制

		双层钢制层板	双层钢制层板						
37	轻型货架	全钢结构, 1.0mm厚冷轧钢板, 折弯冲压焊接而成, 表面酸洗磷化除锈、静电喷塑, 配搭可自由调节层板, 4层货架	全钢结构, 1.0mm厚冷轧钢板, 折弯冲压焊接而成, 表面酸洗磷化除锈、静电喷塑, 配搭可自由调节层板, 4层货架	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1200*500*2000mm	定制
38	样品柜	全钢结构, 1.0mm冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
39	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	无偏离	米	2.3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2300*750*830mm	定制
40	高温边台	1. 全钢结构, 40×60mm 冷轧钢方管框架, 表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm 冷轧钢板柜体, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm 实验室专用大理石台面	1. 全钢结构, 40×60mm 冷轧钢方管框架, 表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm 冷轧钢板柜体, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm 实验室专用大理石台面	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*600mm	定制
41	高温边台	1. 全钢结构, 40×60mm 冷轧钢方管框架, 表面环氧树脂静电喷涂防腐	1. 全钢结构, 40×60mm 冷轧钢方管框架, 表面环氧树脂静电喷涂防腐	无偏离	米	3.6	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3600*750*600mm	定制

		2. 1.0mm 冷轧钢板柜体, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm 实验室专用大理石台面	2. 1.0mm 冷轧钢板柜体, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm 实验室专用大理石台面						
42	药品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板, 台面柜体需提供检测报告	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
43	天平台	1. 全钢结构, 采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型, 表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面, 中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部, 采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底	1. 全钢结构, 采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型, 表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面, 中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部, 采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*750*830mm	定制
44	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*750*830mm	定制
45	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	无偏离	米	1	洛阳弗莱仕	1000*750	定制

		<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>				金属制品有限公司	*830mm	
46	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*830mm	定制
47	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*830mm	定制
48	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	3.4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3400*750*830mm	定制

		报告	报告						
49	含水实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开 4. 水盆系统专用水位	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开 4. 水盆系统专用水位	无偏离	米	2.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2200*750*830mm	定制
50	中央台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体需提供检测报告	无偏离	米	3.75	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3750*1500*830	定制
51	试剂架	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌 8 只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌 8 只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*400*750mm	定制
52	沥水架	高密度 PP 材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，滴水棒 50 根	高密度 PP 材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，滴水棒 50 根	无偏离	个	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	630*450*120mm	定制
53	水盆系统	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有	555*455*310mm	定制

		<p>2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar</p> <p>4. 高密度 PP 开关旋钮</p>	<p>2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar</p> <p>4. 高密度 PP 开关旋钮</p>				限公司		
54	洗眼器	<p>1. 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶</p> <p>2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖</p> <p>3. 前置过滤器, 水流锁定开关</p>	<p>1. 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶</p> <p>2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖</p> <p>3. 前置过滤器, 水流锁定开关</p>	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
55	万向排风罩	<p>1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm</p> <p>2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向</p> <p>3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀</p>	<p>1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm</p> <p>2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向</p> <p>3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀</p>	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
56	器皿柜	<p>1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理环氧树脂粉喷涂</p> <p>2. 上下玻璃柜门, 带锁</p> <p>3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘</p> <p>4. 优质五金附件, 台面柜体需</p>	<p>1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理环氧树脂粉喷涂</p> <p>2. 上下玻璃柜门, 带锁</p> <p>3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘</p> <p>4. 优质五金附件, 台面柜体已</p>	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制

		提供检测报告	提供检测报告						
57	药品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板台面柜体需提供检测报告	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
58	立式通风柜	1. 全钢结构, 采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 6mm 抗倍特导流板, 狭缝三段式导流板 4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗, 单面上下操作平衡, 可停于任何高度 5. 内藏 40W 照明, 实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式插座, 采用液晶面板, 配备总电源开关、风机开关, 风阀开关、照明开关 6. 配 1 套标准水系统, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 6mm 抗倍特导流板, 狭缝三段式导流板 4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗, 单面上下操作平衡, 可停于任何高度 5. 内藏 40W 照明, 实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式插座, 采用液晶面板, 配备总电源开关、风机开关, 风阀开关、照明开关 6. 配 1 套标准水系统, 台面柜体需提供检测报告	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*850*2350mm	定制
59	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*830mm	定制

		2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告						
60	含水实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体需提供检测报告,	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体已提供检测报告,	无偏离	米	2.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2200*750*830mm	定制
61	沥水架	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	630*450*120mm	定制
62	水盆系统	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
63	洗眼器	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制

		杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关	杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关						
64	万向排风罩	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
65	药品柜	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向, 台面柜体需提供检测报告	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向, 台面柜体需提供检测报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
66	立式通风柜	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀, 台面柜体需提供检测报告	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀, 台面柜体需提供检测报告	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*850*2350mm	定制
67	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	无偏离	米	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4000*750*830mm	定制
68	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	无偏离	米	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4000*750*830mm	定制

		3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告						
69	药品柜	全钢结构，1.0mm 冷轧钢钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	全钢结构，1.0mm 冷轧钢钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
70	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*750*830mm	定制
71	立式通风柜	1. 全钢结构，采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 6mm 抗倍特导流板，狭缝三段式导流板 4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗，单面上下操作平衡，可停于任何高度 5. 内藏 40W 照明，实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式	1. 全钢结构，采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 6mm 抗倍特导流板，狭缝三段式导流板 4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗，单面上下操作平衡，可停于任何高度 5. 内藏 40W 照明，实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*850*2350mm	定制

		插座, 采用液晶面板, 配备总电源开关、风机开关, 风阀开关、照明开关 6. 配1套标准水系统, 台面柜体需提供检测报告	插座, 采用液晶面板, 配备总电源开关、风机开关, 风阀开关、照明开关 6. 配1套标准水系统, 台面柜体已提供检测报告						
72	实验边台	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*830mm	定制
73	实验边台	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2000*750*830mm	定制
74	转角台	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm实验室专用陶瓷台面, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*1000*830mm	定制
75	万向排风罩	1. PP材质, 管道直径75mm, 罩口直径: 375mm	1. PP材质, 管道直径75mm, 罩口直径: 375mm	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有	实验室专用	定制

		2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀				限公司		
76	留样柜	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理 2. 双开玻璃门柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 高度自由调节 4. 优质五金附件	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理 2. 双开玻璃门柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 高度自由调节 4. 优质五金附件	无偏离	套	9	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
77	器皿柜	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理 2. 上下玻璃柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘 4. 优质五金附件	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理 2. 上下玻璃柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘 4. 优质五金附件	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
78	药品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
79	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型,	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型,	无偏离	米	4.2	洛阳弗莱仕金属制品有	4200*750*830mm	定制

		表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告				限公司		
80	含水实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体需提供检测报告,	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体已提供检测报告,	无偏离	米	2.5	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2500*750*830mm	定制
81	中央台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开	无偏离	米	3.75	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3750*1500*830	定制
82	试剂架	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌 8 只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板, 台面柜体需提供检测报告	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌 8 只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*400*750mm	定制

83	沥水架	高密度 PP 材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，滴水棒 50 根	高密度 PP 材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，滴水棒 50 根	无偏离	个	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	630*450*120mm	定制
84	水盆系统	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
85	万向排风罩	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
86	洗眼器	1. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩：Φ70 橡胶质护杯，PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器，水流锁定开关	1. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩：Φ70 橡胶质护杯，PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器，水流锁定开关	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
87	紧急喷淋	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	定制	定制

88	立式通风柜	<p>1. 全钢结构，采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 6mm 抗倍特导流板，狭缝三段式导流板</p> <p>4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗，单面上下操作平衡，可停于任何高度</p> <p>5. 内藏 40W 照明，实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式插座，采用液晶面板，配备总电源开关、风机开关，风阀开关、照明开关</p> <p>6. 配 1 套标准水系统，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.2mm 冷轧钢板经裁剪、折弯、冲压、酸洗、磷化、喷涂环氧 树脂粉末、后高温定型而成</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 6mm 抗倍特导流板，狭缝三段式导流板</p> <p>4. 采用 5mm 钢化玻璃视窗，单面上下操作平衡，可停于任何高度</p> <p>5. 内藏 40W 照明，实验室专用 220V、3 孔 10A 多功能国际制式插座，采用液晶面板，配备总电源开关、风机开关，风阀开关、照明开关</p> <p>6. 配 1 套标准水系统，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*850*2350mm	定制
89	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4000*750*830mm	定制
90	含水实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，</p>	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有	3000*750*830mm	定制

		表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体需提供检测报告,	表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体已提供检测报告,				限公司		
91	沥水架	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	630*450*120mm	定制
92	水盆系统	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
93	洗眼器	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: $\Phi 70$ 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: $\Phi 70$ 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
94	万向排风罩	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制

		转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀						
95	药品柜	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不 锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转 调节方向	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不 锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转 调节方向	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕 金属制品有 限公司	900*450* 2000mm	定制
96	立式通风柜	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀, 台面柜体需 提供检测报告	3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀, 台面柜体已 提供检测报告	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕 金属制品有 限公司	1500*850 *2350mm	定制
97	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀 锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测 报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀 锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测 报告	无偏离	米	5.95	洛阳弗莱仕 金属制品有 限公司	5950*750 *830	定制
98	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀 锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀 锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	无偏离	米	4	洛阳弗莱仕 金属制品有 限公司	4000*750 *830	定制
99	药品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁 对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁 对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕 金属制品有 限公司	900*450* 1800mm	定制

100	药品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板, 台面柜体需提供检测报告	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
101	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*750*830mm	定制
102	含水实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体需提供检测报告,	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开 4. 水盆系统专用水位, 台面柜体已提供检测报告,	无偏离	米	2.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2800*750*830mm	定制
103	含水实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开	无偏离	米	1.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1800*750*830mm	定制

		4. 水盆系统专用水位，台面柜体需提供检测报告，	4. 水盆系统专用水位，台面柜体已提供检测报告，						
104	轻型货架	全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4层货架	全钢结构，1.0mm厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4层货架	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
105	水盆系统	1. PP中水盆，高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可360度旋转 3. 陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压10 bar 4. 高密度PP开关旋钮	1. PP中水盆，高密度PP新料注塑成型，厚度为5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可360度旋转 3. 陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压10 bar 4. 高密度PP开关旋钮	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
106	高温边台	1. 全钢结构，40×60mm冷轧钢方管框架，表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm冷轧钢板柜体，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm实验室专用大理石台面，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，40×60mm冷轧钢方管框架，表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm冷轧钢板柜体，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 3. 20mm实验室专用大理石台面，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4000*750*600mm	定制
107	高温边台	1. 全钢结构，40×60mm冷轧钢方管框架，表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm冷轧钢板柜体，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂	1. 全钢结构，40×60mm冷轧钢方管框架，表面环氧树脂静电喷涂防腐 2. 1.0mm冷轧钢板柜体，水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂	无偏离	米	5.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	5800*750*600mm	定制

		3. 20mm 实验室专用大理石台面	3. 20mm 实验室专用大理石台面						
108	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	4.3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	4300*750*830mm	定制
109	仪器柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
110	轻型货架	全钢结构, 1.0mm 厚冷轧钢板, 折弯冲压焊接而成, 表面酸洗磷化除锈、静电喷塑, 配搭可自由调节层板, 4 层货架	全钢结构, 1.0mm 厚冷轧钢板, 折弯冲压焊接而成, 表面酸洗磷化除锈、静电喷塑, 配搭可自由调节层板, 4 层货架	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
111	天平台	1. 全钢结构, 采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型, 表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面, 中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部, 采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底, 台面柜体需提	1. 全钢结构, 采用 1.0m 厚镀锌钢板数控加工成型, 表面环氧树脂静电喷涂 2. 15mm 厚实验室陶瓷板台面, 中间 60MM 厚花岗岩减震台面 3. 安装 85 度避震橡胶压制成型调节垫 4. 柜体下部, 采用 15MM 厚橡胶软脚垫垫底, 台面柜体已提	无偏离	套	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*750*830	定制

		供检测报告	供检测报告						
112	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*750*830mm	定制
113	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*750*830mm	定制
114	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	1.25	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1250*750*830mm	定制
115	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*750*830mm	定制

		3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告						
116	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3800*750*830mm	定制
117	万向排风罩	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	无偏离	套	4	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
118	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3800*900*830mm	定制
119	万向排风罩	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有	实验室专用	定制

		2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀				限公司		
120	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*900*830mm	定制
121	万向排风罩	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
122	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	2.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2800*750*830	定制

123	转角台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面，台面柜体已提供检测报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*1000*830	定制
124	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2000*750*830	定制
125	万向排风罩	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	1. PP 材质，管道直径 75mm，罩口直径：375mm 2. 高密度 PP 材质关节，304 不锈钢关节连接杆，可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩，手动气流调节阀	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
126	实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开，台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	2.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2800*750*830	定制

127	转角台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*1000*830	定制
128	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2000*750*830	定制
129	万向排风罩	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	1. PP 材质, 管道直径 75mm, 罩口直径: 375mm 2. 高密度 PP 材质关节, 304 不锈钢关节连接杆, 可 360° 旋转调节方向 3. 高密度 PP/PC 材质集气罩, 手动气流调节阀	无偏离	套	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制
130	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*750*830	定制
131	含水实验边	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂	无偏离	米	1.65	洛阳弗莱仕	1650*750	定制

	台	<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开</p> <p>4. 水盆系统专用水位，台面柜体需提供检测报告，</p>	<p>锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115度打开</p> <p>4. 水盆系统专用水位，台面柜体已提供检测报告，</p>				金属制品有限公司	*830mm	
132	样品柜	<p>全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>全钢结构，1.0mm 冷轧钢板，表面静电防腐喷涂，上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门，双层钢制层板，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	个	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
133	水盆系统	<p>1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm</p> <p>2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar</p> <p>4. 高密度 PP 开关旋钮</p>	<p>1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm</p> <p>2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar</p> <p>4. 高密度 PP 开关旋钮</p>	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
134	品评台	<p>1. 钢木结构</p> <p>2. 环氧树脂台面，带水位、配漱口水槽</p> <p>3. 三种 LED 光源</p> <p>4. 推拉板传送窗</p> <p>5. 工作指示灯</p>	<p>1. 钢木结构</p> <p>2. 环氧树脂台面，带水位、配漱口水槽</p> <p>3. 三种 LED 光源</p> <p>4. 推拉板传送窗</p> <p>5. 工作指示灯</p>	无偏离	套	6	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1000*1100*1500mm	定制

135	会议桌	E0 级环保板材组合家具, 1.0mm 厚冷轧钢焊接钢架, 25mm 厚板材桌面, 树脂保护膜封包, 桌面多功能插座	E0 级环保板材组合家具, 1.0mm 厚冷轧钢焊接钢架, 25mm 厚板材桌面, 树脂保护膜封包, 桌面多功能插座	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1800*800*750mm	定制
136	实验边台	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115 度打开, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.65	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3650*900*830	定制
137	ICP 单独排风	1. 风机风量 $\geq 2500\text{m}^3/\text{h}$ 2. PVC 风管 $\phi \geq 100\text{mm}$ 3. 末端不锈钢风管 $\phi \geq 100\text{mm}$, 风口风速 $\geq 15\text{m/s}$ 4. 风阀风量可调 5. 独立控制	1. 风机风量 $2500\text{m}^3/\text{h}$ 2. PVC 风管 $\phi 100\text{mm}$ 3. 末端不锈钢风管 $\phi 100\text{mm}$, 风口风速 15m/s 4. 风阀风量可调 5. 独立控制	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	仪器设备专用	定制
138	PP 实验边台	1. PP 结构, 柜体采用 8mm 厚 PP 板材焊接成型 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 滑轨采用同柜体材料 PP 板装置自滑式系统 4. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能, 柜门开启角度 180 度 5. 拉手采用同柜体材料 PP 板	1. PP 结构, 柜体采用 8mm 厚 PP 板材焊接成型 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 滑轨采用同柜体材料 PP 板装置自滑式系统 4. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能, 柜门开启角度 180 度 5. 拉手采用同柜体材料 PP 板	无偏离	米	3.2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3200*900*830mm	定制

		制作成型，拉手为U型麻面，台面柜体需提供检测报告	制作成型，拉手为U型麻面，台面柜体已提供检测报告						
139	PP 实验边台	<p>1. PP 结构，柜体采用 8mm 厚 PP 板材焊接成型</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 滑轨采用同柜体材料 PP 板装置自滑式系统</p> <p>4. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度</p> <p>5. 拉手采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻面，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. PP 结构，柜体采用 8mm 厚 PP 板材焊接成型</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 滑轨采用同柜体材料 PP 板装置自滑式系统</p> <p>4. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度</p> <p>5. 拉手采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻面，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	2000*900*830mm	定制
140	PP 试剂柜	<p>1. PP 结构，8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作</p> <p>2. 上玻门，下实门，上玻璃门嵌入 4mm 厚玻璃，下 PP 门板，带锁</p> <p>3. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度</p> <p>4. 拉手采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻面</p> <p>5. 柜内上部 2 块活动层板，下部 1 块活动层板并设有挡边防止物品滑落</p>	<p>1. PP 结构，8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作</p> <p>2. 上玻门，下实门，上玻璃门嵌入 4mm 厚玻璃，下 PP 门板，带锁</p> <p>3. 合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度</p> <p>4. 拉手采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻面</p> <p>5. 柜内上部 2 块活动层板，下部 1 块活动层板并设有挡边防止物品滑落</p>	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制

141	PP 立式通风柜	<p>1. PP 结构，柜体采用 10mmPP 板材焊接成型</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 采用三层 PP 导流板设计（8mm 厚），通过上部、中部、下部不同高度的排风口实现轻重气体分层捕捉，配合锥形缩口集气风罩（Φ250mm 出口）</p> <p>4. 5mm 防爆钢化玻璃视窗可任意定位，最大开启高度 750±25mm，配备 LED 照明</p> <p>5. 防水防溅 220V/10A 插座，触摸式液晶控制面板集成风速显示与照明控制</p> <p>6. 含 1 套标准水系统</p>	<p>1. PP 结构，柜体采用 10mmPP 板材焊接成型</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 采用三层 PP 导流板设计（8mm 厚），通过上部、中部、下部不同高度的排风口实现轻重气体分层捕捉，配合锥形缩口集气风罩（Φ250mm 出口）</p> <p>4. 5mm 防爆钢化玻璃视窗可任意定位，最大开启高度 750±25mm，配备 LED 照明</p> <p>5. 防水防溅 220V/10A 插座，触摸式液晶控制面板集成风速显示与照明控制</p> <p>6. 含 1 套标准水系统</p>	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*850*2350mm	定制
142	实验边台	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体需提供检测报告</p>	<p>1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>2. 15mm 实验室专用陶瓷台面</p> <p>3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开，台面柜体已提供检测报告</p>	无偏离	米	3.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3800*750*830mm	定制
143	原子吸收罩	<p>1. 标厚 1.0mm304 不锈钢定制</p> <p>2. 450*450*360mm 方型集气斗头罩口</p> <p>3. 主管径 110mm，手动调节风</p>	<p>1. 标厚 1.0mm304 不锈钢定制</p> <p>2. 450*450*360mm 方型集气斗头罩口</p> <p>3. 主管径 110mm，手动调节风</p>	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	450*450*2000mm	定制

		阀,可伸缩主管	阀,可伸缩主管						
144	实验边台	1.全钢结构,采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,数控加工成型,表面环氧树脂粉末静电喷涂 2.15mm实验室专用陶瓷台面 3.静音滑轨,品牌铰链,115度打开,台面柜体需提供检测报告	1.全钢结构,采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,数控加工成型,表面环氧树脂粉末静电喷涂 2.15mm实验室专用陶瓷台面 3.静音滑轨,品牌铰链,115度打开,台面柜体已提供检测报告	无偏离	米	3.8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3800*750*830mm	定制
145	原子吸收罩	1.标厚1.0mm304不锈钢定制 2.450*450*360mm方型集气斗头罩口 3.主管径110mm,手动调节风阀,可伸缩主管	1.标厚1.0mm304不锈钢定制 2.450*450*360mm方型集气斗头罩口 3.主管径110mm,手动调节风阀,可伸缩主管	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	450*450*2000mm	定制
146	2代报警气瓶柜	1.全钢结构,1.0mm优质冷轧钢板,表面的酸洗、磷化处理,环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理 2.钢制抱箍(可上下调节) 3.门双层结构,门板采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为防爆玻璃 4.高敏探头检测漏气自动排风,声光报警系统 提供检验报告	1.全钢结构,1.0mm优质冷轧钢板,表面的酸洗、磷化处理,环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理 2.钢制抱箍(可上下调节) 3.门双层结构,门板采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为防爆玻璃 4.高敏探头检测漏气自动排风,声光报警系统 已提供检验报告	无偏离	套	7	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1900mm	定制
147	实验边台	1.全钢结构,采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,数控加工成型,表面环氧树脂粉末静电喷涂	1.全钢结构,采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,数控加工成型,表面环氧树脂粉末静电喷涂	无偏离	米	3.5	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3500*750*830	定制

		2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告						
148	器皿柜	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理后环氧树脂粉喷涂 2. 上下玻璃柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘 4. 优质五金附件, 台面柜体需提供检测报告	1. 全钢结构, 1.0mm 优质冷轧钢板数控加工焊成型, 酸洗磷化处理后环氧树脂粉喷涂 2. 上下玻璃柜门, 带锁 3. 1.0mm 定制层板, 定位打孔, 高度自由调节, 底下配置接水盘 4. 优质五金附件, 台面柜体已提供检测报告	无偏离	个	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
149	废液桶	1. 高密度聚乙烯 (HDPE) 方桶 2. 大口设计 (方便倾倒) 或小口密封款, 带密封盖及硅胶圈防漏	1. 高密度聚乙烯 (HDPE) 方桶 2. 大口设计 (方便倾倒) 或小口密封款, 带密封盖及硅胶圈防漏	无偏离	个	10	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	25L	定制
150	防漏托盘	1. HDPE 材质, 滚塑一体成型 2. 托盘表面带有防滑格栅 3. 带密封塞的排污口, 方便清理收集的泄漏液体	1. HDPE 材质, 滚塑一体成型 2. 托盘表面带有防滑格栅 3. 带密封塞的排污口, 方便清理收集的泄漏液体	无偏离	个	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	120*62*15mm	定制
151	样品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	5	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
152	通风试剂柜	1. PP 结构, 8mm 厚优质纯料	1. PP 结构, 8mm 厚优质纯料	无偏离	台	11	洛阳弗莱仕	900*450*	定制

		<p>PP(聚丙烯)板制作, 顶面预开100mm 排风口</p> <p>2. 上玻门, 下实门, 上玻璃门嵌入4mm厚玻璃, 下PP门板, 带锁</p> <p>3. 合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能, 柜门开启角度180度</p> <p>4. 拉手采用同柜体材料PP板制作成型, 拉手为U型麻面</p> <p>5. 柜内上部2块活动层板, 下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落</p>	<p>PP(聚丙烯)板制作, 顶面预开100mm 排风口</p> <p>2. 上玻门, 下实门, 上玻璃门嵌入4mm厚玻璃, 下PP门板, 带锁</p> <p>3. 合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能, 柜门开启角度180度</p> <p>4. 拉手采用同柜体材料PP板制作成型, 拉手为U型麻面</p> <p>5. 柜内上部2块活动层板, 下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落</p>				金属制品有限公司	1800mm	
153	危化品柜	<p>1. 全钢结构, 厚度≥ 1.0MM 优质冷轧钢板焊接成型, 全双层防火钢板构造, 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂</p> <p>2. 顶底部防闭火双透气孔</p> <p>3. 防溢漏式层板可上下之间自由调节, 承重120KG;</p> <p>4. 三点联动式门锁, GA双锁/三点联动锁/密码锁, 双人双锁安全管理</p>	<p>1. 全钢结构, 厚度1.0MM 优质冷轧钢板焊接成型, 全双层防火钢板构造, 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂</p> <p>2. 顶底部防闭火双透气孔</p> <p>3. 防溢漏式层板可上下之间自由调节, 承重120KG;</p> <p>4. 三点联动式门锁, GA双锁/三点联动锁/密码锁, 双人双锁安全管理</p>	无偏离	台	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
154	中央台	<p>1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂</p>	<p>1. 全钢结构, 采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板, 数控加工成型, 表面环氧树脂粉末静电喷涂</p>	无偏离	米	3.75	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3750*1500*830	定制

		2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体需提供检测报告	2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨, 品牌铰链, 115度打开, 台面柜体已提供检测报告						
155	试剂架	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌8只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板	1. 1.0mm 全钢立柱、档条、连接件, 水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 2. 立柱内嵌8只多功能防溅插座 3. 双层 5mm 钢化玻璃层板	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*400*750mm	定制
156	水盆系统	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	1. PP 中水盆, 高密度 PP 新料注塑成型, 厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头, 铜制水管, 高亮度环氧树脂涂层, 鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
157	沥水架	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	高密度 PP 材质, 底部托盘中间设有排水孔, 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 50 根	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	630*450*120mm	定制
158	洗眼器	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关	1. 洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2. 莲蓬头护罩: Φ70 橡胶质护杯, PP 材质防尘盖 3. 前置过滤器, 水流锁定开关	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	实验室专用	定制

159	样品柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
160	试剂柜	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	全钢结构, 1.0mm 冷轧钢钢板, 表面静电防腐喷涂, 上柜带锁对开玻璃门、下柜带锁钢制门, 双层钢制层板	无偏离	套	2	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
161	更衣柜	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢结构 2. 不锈钢合页/铝合金拉手, 含锁 3. 四门相储位	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢结构 2. 不锈钢合页/铝合金拉手, 含锁 3. 四门相储位	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
162	传递窗	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	600*600*600mm	定制
163	不锈钢工作台	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢台面 2. 框架 38*38*1.5mm 不锈钢管整焊	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢台面 2. 框架 38*38*1.5mm 不锈钢管整焊	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1200*750*800mm	定制
164	超净工作台	1. 全钢结构, 阻燃玻璃纤维高效过滤器 (HEAP) 99.99%@0.3 μm, 工作区采用 304 不锈钢一体成型, 洁净度等级符合 ISO14644.1 的 5 级标准 2. 洁净度等级: 100 级 (CLASS5)	1. 全钢结构, 阻燃玻璃纤维高效过滤器 (HEAP) 99.99%@0.3 μm, 工作区采用 304 不锈钢一体成型, 洁净度等级符合 ISO14644.1 的 5 级标准 2. 洁净度等级: 100 级 (CLASS5)	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1380*800*1800mm	定制

		级) 3. 平均风速: 0.2-0.5 m/s1。 4. 内嵌式照明, 照度: $\geq 600\text{Lx}$ 5. 紫外灯定时关闭功能, 杀菌时间 0~99 分钟内可调, 台面柜体需提供检测报告	级) 3. 平均风速: 0.2-0.5 m/s1。 4. 内嵌式照明, 照度: 600Lx 5. 紫外灯定时关闭功能, 杀菌时间 0~99 分钟内可调, 台面柜体已提供检测报告						
165	传递窗	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	600*600*600mm	定制
166	不锈钢工作台	2. 机械互锁, 硅橡胶密封条	2. 机械互锁, 硅橡胶密封条	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1200*750*800mm	定制
167	传递窗	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁, 硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯, 功率 10-20W, 波长 253.7nm, 杀菌时间可设置 (15-30 分钟)	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	600*600*600mm	定制
168	生物安全柜	1. 全钢结构, II 级 A2 型, 70% 气体内循环, 30% 外排, 工作区采用 304 不锈钢一体成型, 6mm 厚度防紫外线钢化玻璃前窗 2. 过滤效率: 采用 ULPA 过滤器, 对 0.12 μm 尘埃粒子过滤效率 $\geq 99.9995\%$	1. 全钢结构, II 级 A2 型, 70% 气体内循环, 30% 外排, 工作区采用 304 不锈钢一体成型, 6mm 厚度防紫外线钢化玻璃前窗 2. 过滤效率: 采用 ULPA 过滤器, 对 0.12 μm 尘埃粒子过滤效率 99.9995%	无偏离	台	1	济南鑫贝西生物技术有限公司	1100*800*2250mm	BSC-1100 II A2-X

		<p>3. 风速：流入气流平均风速 0.5m/s，下降气流平均风速 0.25-0.5m/s</p> <p>4. LED 照明，254nm 紫外杀菌灯、门限位报警，防泄漏报警</p> <p>5. LCD 液晶屏显示，可实时显示各项参数以及零部件使用寿命，过滤器寿命、紫外灯寿命预警提示</p> <p>提供检验报告</p>	<p>3. 风速：流入气流平均风速 0.5m/s，下降气流平均风速 0.25-0.5m/s</p> <p>4. LED 照明，254nm 紫外杀菌灯、门限位报警，防泄漏报警</p> <p>5. LCD 液晶屏显示，可实时显示各项参数以及零部件使用寿命，过滤器寿命、紫外灯寿命预警提示，</p> <p>已提供检验报告</p>						
169	传递窗	<p>1. 304 不锈钢材质</p> <p>2. 机械互锁，硅橡胶密封条</p> <p>3. 紫外杀菌灯，功率 10-20W，波长 253.7nm，杀菌时间可设置（15-30 分钟）</p>	<p>1. 304 不锈钢材质</p> <p>2. 机械互锁，硅橡胶密封条</p> <p>3. 紫外杀菌灯，功率 10-20W，波长 253.7nm，杀菌时间可设置（15-30 分钟）</p>	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	600*600*600mm	定制
170	生物安全柜	<p>1. 全钢结构，II 级 B2 型，100% 外排，工作区采用 304 不锈钢一体成型，6mm 厚度防紫外线钢化玻璃前窗</p> <p>2. 过滤效率：采用 ULPA 过滤器，对 0.12 μm 尘埃粒子过滤效率 ≥99.9995%</p> <p>3. 风速：流入气流平均风速 0.5m/s，下降气流平均风速 0.25 - 0.5m/s</p> <p>4. LED 照明，紫外杀菌灯、门</p>	<p>1. 全钢结构，II 级 B2 型，100% 外排，工作区采用 304 不锈钢一体成型，6mm 厚度防紫外线钢化玻璃前窗</p> <p>2. 过滤效率：采用 ULPA 过滤器，对 0.12 μm 尘埃粒子过滤效率 99.9995%</p> <p>3. 风速：流入气流平均风速 0.5m/s，下降气流平均风速 0.25 - 0.5m/s</p> <p>4. LED 照明，紫外杀菌灯、门</p>	无偏离	台	1	济南鑫贝西生物技术有限公司	1360*800*2250mm	BSC-1300 II A2-X

		限位报警，防泄漏报警 5. LCD 液晶屏显示，可实时显示各项参数以及零部件使用寿命，过滤器寿命、紫外灯寿命预警提示 提供检验报告	限位报警，防泄漏报警 5. LCD 液晶屏显示，可实时显示各项参数以及零部件使用寿命，过滤器寿命、紫外灯寿命预警提示 已提供检验报告						
171	传递窗	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁，硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯，功率 10-20W，波长 253.7nm，杀菌时间可设置（15-30 分钟）	1. 304 不锈钢材质 2. 机械互锁，硅橡胶密封条 3. 紫外杀菌灯，功率 10-20W，波长 253.7nm，杀菌时间可设置（15-30 分钟）	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	600*600*600mm	定制
172	不锈钢工作台	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢台面 2. 框架 38*38*1.5mm 不锈钢管整焊	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢台面 2. 框架 38*38*1.5mm 不锈钢管整焊	无偏离	台	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1200*750*800mm	定制
173	更衣柜	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢结构 2. 不锈钢合页/铝合金拉手，含锁 3. 四门相储位	1. 标厚 1.0mm304 不锈钢结构 2. 不锈钢合页/铝合金拉手，含锁 3. 四门相储位	无偏离	个	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	900*450*1800mm	定制
174	含水实验边台	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开 4. 水盆系统专用水位，台面柜体需提供检测报告，	1. 全钢结构，采用 1.0mm 厚镀锌冷轧钢板，数控加工成型，表面环氧树脂粉末静电喷涂 2. 15mm 实验室专用陶瓷台面 3. 静音滑轨，品牌铰链，115 度打开 4. 水盆系统专用水位，台面柜体已提供检测报告，	无偏离	米	3	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	3000*750*830mm	定制

175	水盆系统	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮 提供检验报告	1. PP 中水盆，高密度 PP 新料注塑成型，厚度为 5mm 2. 三联鹅颈水龙头，铜制水管，高亮度环氧树脂涂层，鹅颈出水管可 360 度旋转 3. 陶瓷阀芯：90° 旋转，静态最大耐压 10 bar 4. 高密度 PP 开关旋钮 已提供检验报告	无偏离	套	1	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	555*455*310mm	定制
176	轻型货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	全钢结构，1.0mm 厚冷轧钢板，折弯冲压焊接而成，表面酸洗磷化除锈、静电喷塑，配搭可自由调节层板，4 层货架	无偏离	套	8	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	1500*500*2000mm	定制
177	塔式电源	1. 全钢型材，双位插座空位 2. 220V、10A、3 孔防水电源插座.	1. 全钢型材，双位插座空位 2. 220V、10A、3 孔防水电源插座.	无偏离	套	182	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	150*90*70mm	定制
178	实验凳	皮革包裹高密海绵座位，液压升降	皮革包裹高密海绵座位，液压升降	无偏离	个	80	洛阳弗莱仕金属制品有限公司	φ 50cm	定制

注：1. 以上表格格式行、列可增减。

2. 供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

3. 供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应，否则视为未实质性响应本项目。