

三、分项报价表

供应商名称：陕西康和盛商贸有限公司

项目编号：ZY-ZB-202507

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）
1	全自动血培养系统	迪尔/BT120	珠海迪尔生物工程股份有限公司	规格：BT120 产品说明： 1. 适用范围:通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物； 2. 仪器功能： 2.1. 具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶； 2.2. 培养方式:采用模组独立加热技术，温度精度$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$，避免开关门引起温度变化影响细菌生长； 2.3. 单个培养箱可独立分成3个加热模组，每个模组可设置不同的培养温度； 2.4. 仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描； 2.5. 采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线； 3.1. 自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息；	1台	161800.00	161800.00

			3.2. 自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析； 3.3. 物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管； 4. 检测时间：最快检测阳性时间：4小时，支持48小时延迟上机； 5. 仪器容量：120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增； 6、整机设计： 6.1. 产品结构：培养箱开门式设计，仓门可显示每个孔位培养状态； 6.2. 整机一体化设计，无需外接显示器，可置于台上使用； 6.3. 配备8寸触摸屏，全中文操作界面； 6.4 具有样本量检测模块，支持样本量检测，准确度±1ml。采用视觉图像检测方案识别样本量，可存储 1 年分辨率为 1280*720 的图片数据 7. 血培养瓶： 7.1. 血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶； 7.2. 特殊营养物质：血培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率；		
--	--	--	---	--	--

			7. 3. 树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检； 7. 4. 血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染； 8. 配备与设备相匹配的UPS电源。			
2	全自动细菌鉴定及药敏分析仪	迪尔 /DL-96A3020	规格：DL-96A3020 产品说明： 1. 适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC半定量分析。 3. 检测方法： 鉴定：生化酶反应结合显色法药敏：试验采用比浊法。 3. 鉴定种类：提供临床常见 11大类，超过600种病原菌 4. 药敏种类：提供临床常见200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC。 5. 仪器功能： 5. 1. 仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。 5. 2. 仪器和自动加样仪为分体结构，配套自动加样仪，可在生物安全柜内自动加样，避免样本污染确保生物安全。 5. 3. 板卡判读之前，添加辅助试剂，生化反应更准确。 5. 4. 鉴定药敏测试卡采用透明薄	1台	298000.00	298000.00

			膜封闭，防止检测过程中孔位交叉污染，且结果易于观察。 6. 统计分析：软件可实现综合数据统计分析。 7. 专家管理系统： 7.1. 具备专家系统，可提多种示天然耐药及特殊耐药表型， 7.2. 高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。 7.3. 抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分 A、B、C、 U、O、Inv 组报告药敏结果。 8. 共享数据：鉴定药敏数据可直接导出上传 WHONET。 9. 可与质谱仪物联，质谱鉴定结果可传输到仪器上，无需手工录入。 10. 实验室信息系统：可连接LIS系统，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。 11. 网络功能：仪器可连接 LIS 系统。 12. 药敏板卡： 12.1. 配套120孔位数测试板种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌等5种鉴定药敏复合测试板和单药敏板。配套检测板卡中还有临床少		
--	--	--	---	--	--

				见菌及苛氧菌板卡，如奈瑟嗜血杆菌、棒状杆菌、厌氧菌等鉴定药敏卡解决临床少见菌及苛氧菌用药选择问题。 12. 2. 配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌，药物9种。 12. 3. 配套测试卡孔位：具备96 孔鉴定药敏2种测试卡，采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见6个浓度梯度。 12. 4. 配套96孔测试板需所有药物浓度设置拥有质控标准。 13. 配备与设备相匹配的UPS电源。			
3	血小板运输箱	三江医疗/SJW-1	山东三江医疗科技有限公司	规格：SJW-1 产品说明： 1. 温度范围：22℃±2℃ 2. 震荡幅度：50mm±5mm 3. 控温精度：±0.1℃ 4. 震荡频率：60±5 周/分钟 5. 外箱尺寸：450*380*350mm，允差±15% 工作方式：连续左右往复，水平震荡	1台	2950.00	2950.00
4	光学显微镜	奥林巴斯/CX23	仪景通光学科技（广州）有限公司	规格：CX23 产品说明： 1. 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离45mm 2. 载物台活动范围：76mm(X)x30mm(Y) 3. 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。	1台	8000.00	8000.00

				4. 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25 5. 照明系统：LED 光源； 6. 观察筒：瞳距调整范围 48-75mm，倾斜角度30 °，带屈光度调节，360 °可旋转，铰链式，眼点高度432.9mm，视场数20mm 7. 目镜：10X，带眼罩，视场数20 8. 镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。 9. 物镜：平场消色差物镜 4X(N.A. 0.1 W.D 27mm)、10X (N.A. 0.25 W.D 8mm)、40X (N.A. 0.65 W.D 0.6mm)、100X (N.A. 1.25 W.D 0.12mm, 油镜)			
5	全自动血沉分析仪	众驰伟业/ZC60	北京众驰伟业科技发展有限公司	规格：ZC60 产品说明： 1. 7 寸触摸屏幕，所有检测通道及状态实时显示功能； 2. 采用红外扫描、模拟光电技术； 3. 样品位（孔）：60 4. 血沉测试速度（Ts/h）：120 5. 压积测试速度（Ts/h）：9000 6. 具有压积独立测量功能； 7. 具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度 Vm 及发生时间Tm 值检测功能； 8. 具有动态血沉曲线显示打印功能； 9. 具有自动换算血沉方程 k 值； 10. 具有可选择30min 或60min 血	1台	39000.00	39000.00

				沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； 11. 具有单个或批量测试结果查询、打印功能； 12. 显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。 13. 测试结果存储 16G； 14. 具有液面跟踪扫描功能； 15. 具有标本异常，自动识别提示功能； 16. 具有断电后数据保存功能； 17. 条码扫描功能； 18. 配有 RS-232 和 USB 接口，具有数据转输功能。 19. 需接入医院信息系统。			
6	实时 荧光 定量 PCR 仪	迅睿 /MA-1640Q	江苏迅睿生物技术有限公司	规格：MA-1640Q 产品说明： 1. 样品通量： 16x0.2ml，兼容单管和8联管 2. 反应体系：（15ul-120ul） 3. 加热方式：Peltier 加热方式。 4. 激发光源：LED 5. 检测组件：PD 6. 荧光传导方式：光纤传导 7. 激发光波长： 第一通道：470nm±10nm 第二通道：525nm±10nm 第三通道：570nm±10nm 第四通道：628nm±10nm 8. 检测光波长： 第一通道：520nm±10nm 第二通道	1台	38800.00	38800.00

				: 570nm±10n 第三通道: 628nm±10nm 第四通道 : 670nm±10nm 9. 检测灵敏度1 个拷贝 10. 检测试剂: 开放式荧光定量PCR 试剂, 并可提供系统试剂. 11. 操作软件: 自带软件 12. 制方式: 触屏控制 13、检测灵敏度: 10-10拷贝/反应, 且样品间无交叉污染 14. 软件功能: 实时监控, 自动判别并计算阴阳性结果, 自动建立标准曲线, 绝对/相对定量, 多重定量, 熔解曲线, 基因突变, Tm值测定, 质控图形分析, PCR扩增效率等 15. 据输出形式: EXCEL/WORD/PDF 16、需接入医院信息系统。			
7	2-6℃ 储血 冰箱	海尔 /HXC-279T	青岛海 尔生物 医疗股 份有限 公司	规格: HXC-279T 产品说明: 1. 用途: 用于血站、医院等保存血液、生物制品和对保存温度有要求的物品 2. 类型: 立式, 风冷, 气候类型ST型, 3. 有效容积: 279L 4. 箱内温度: 4±2℃ 5. 装载量:135袋400ml装血袋 6. 温度精度0.1℃ 7. 报警功能: 超温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、远	1台	19000.00	19000.00

			程报警接口 8. 充电电池：充电电池，断电后持续供电4-8小时。 9. 温度记录仪：圆盘记录仪，随记录仪配送7天型记录纸。 10. USB接口：标配USB接口，可记录10年的温度数据。			
8	恒温循环解冻箱	骏驰/SCR-50	规格：SCR-50 产品说明： 1. 存水量：58kg 2. 循环能力：35kg/min 3. 加热功率：2000W 4. 化浆量：15 袋/次（冰冻血浆：50-200ml/袋） 5. 摆动频率：60 周/min 6. 解冻腔体：可分解 7. 触摸液晶显示屏，智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。 8. 溯源系统：能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。 9. 具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。 10. 双路温控系统、超温自动断电报警功能。 11. 配备双循环系统。 12. 具有待机自动补水、一键清洗功能。温度和水位保护功能。	1台	52000.00	52000.00

9	储血浆冰箱	海尔 /DW-25L262	青岛海尔生物医疗股份有限公司	规格：DW-25L262 产品说明： 1. 整体结构：立式，单门；总有效容积：262L 2. 显示：采用微电脑处理控制系统，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃。 3. 箱内温度在-10℃~-25℃范围内调节。 4. 具备多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警）。 5. 具备多种报警方式（声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口）。 6. 具备多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。 7. 采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡。 8. 配备脚轮、底脚，灵活，可移动、调平。 9. 抽屉：7个独立塑料抽屉。	1台	18600.00	18600.00
10	医用冷藏冰箱	海尔 /HYC-410	青岛海尔生物医疗股份有限公司	规格：HYC-410 产品说明： 1. 结构整体结构：立式双开门 2. 总有效容积：410（L）允差±10% 3. 发泡箱体保温层：40（mm） 4. 搁架：6个搁架 5. 脚轮与底脚：4个万向脚轮+2	2台	14500.00	29000.00

			个止动底脚 6. 玻璃门：双层钢化玻璃门、电加热、自关门 7. 控制系统：温度控制系统搭配3路传感器 8. 电池：直流 3.6V 可充电锂电池 9. 照明灯：LED 灯 10. 温度范围：2-8℃ 11. 化霜类型：自然化霜 12. 多重故障报警：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、通讯故障报警 13. 报警方式：声音报警、灯光报警，远程报警、云平台报警 14. 远程报警功能：具有远程报警功能。 15. 数据导出：USB 接口数据每6分钟采集一次 16. 打印机最小取数间隔最小5分钟			
11	离心 机（24 孔）	可成/2-4C	规格：2-4C 产品说明： 1. 台式结构，微电脑控制，液晶屏同步显示：时间、转速、离心力、门锁状态、运转状态； 2. 采用直流无刷大力矩电机驱动； 3. 整机全钢制结构，温升指标：10℃（离心 20min）；噪音：55dB(A)。 4. 运行中可随时更改参数，无需停	1台	4800.00	4800.00

			机 5. 最高转速：4000rpm, 最大相对离心力：2250×g, 转速精度：±10rpm； 6. 配置：角转头（金属材料）10ml×24一套，适用于试管容量：3ml、5ml、7ml、10ml；适用用：检验科生化管/血凝管（随机配置12个适配器）； 7. 定时范围：00:01（min:ss）～99:59（min:ss）/连续/点动； 8. 功率：70W, 重量：20KG			
12	离心机（96孔）	可成/TM100K	湖南可成仪器设备有限公司 规格：TM100K 产品说明： 1. 用于真空采血管自动脱帽（脱盖），脱帽成功率>99%。 2. 可同时兼容2～7ml真空采血管的脱帽及不脱帽，三种离心管一体兼容。 3. 高清液晶显示，同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。 4. 采用芯片、微机控制，直驱变频无刷电机。 5. 线性驱动，10 档加速，10 档减速，可根据样本属性不同选择设置。 6. 最高转速： 6500rpm 7. 最大相对离心力： 5091Xg 8. 整机噪声65dB（A） 8. 定时范围：1s～99h59min	1台	9500.00	9500.00

				10. 转速精度： ±10r/min			
13	微注 孵育 器	博研 /BYF-1	长春博 研科学 仪器有 限责任 公司	规格：BYF-1 产品说明： 1. 孵育温度：37.0℃±1.0℃ 2. 额定功率：60W 3. 孵育卡数量：24张 4. 孵育时间：可自行设置 5. 重量：5.0kg，允差±20% 6. 多卡同时孵育。 7. 自动控温，液晶显示。 8. 升温快速，可自动计时，有报警提示。	1台	4500.00	4500.00
14	紫外 线空 气消 毒器 (壁 挂式)	巨光 /B-1000	江苏巨 光光电 科技有 限公司	规格：B-1000 产品说明： 1. LED 显示屏，动态显示各配置功能工作状态 2. 光触媒活性炭滤膜除异味 3. 微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间 4. 高强度紫外线强度检测；紫外线故障自动监测；备用紫外管自动启动装置 5. 红外线遥控操作；红外线微波自动探测环境污染源 6. 循环风量：1000m³/h 7. 适用体积：100m³ 8. 消毒效果：4cfu/15min. III (200cfu/m³) 9. 机外紫外线泄露：0.1uw/cm² 10. 机内紫外线强度：13800uw/cm²	6台	2800.00	16800.00

				11. 消毒时空气的臭氧量： 0.02mg/m ³ 12. 负氧离子释放量：6*10 ⁶ 个/cm ³ 13. 噪音：<45db (A) 14. 灯管寿命：5000h			
15	紫外线空气消毒器（移动式）	巨光/Y-1000	江苏巨光光电科技有限公司	规格：Y-1000 产品说明： 1. LED 显示屏，动态显示各配置功能工作状态。 2. 光触媒活性碳滤膜除异味； 3. 微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间； 4. 高强度紫外线强度检测；紫外线故障自动监测；备用紫外管自动启动装置； 5. 红外线遥控操作；红外线微波自动探测环境污染源； 6. 循环风量：1000m ³ /h； 7. 适用体积：100m ³ ； 8. 消毒效果：4cfu/15min. III (200cfu/m ³) 9. 机外紫外线泄露：<0.1uw/cm ² ； 10. 机内紫外线强度：13800uw/cm ² ； 11. 消毒时空气的臭氧量： 0.002mg/m ³ ； 12. 负氧离子释放量：6*10 ⁶ 个/cm ³ ； 13. 噪音：<45db (A)	1台	3800.00	3800.00

				14. 灯管寿命：5000h			
16	生物安全柜（双人）	鑫贝西/BSC-1300 II A2-X	济南鑫贝西生物技术有限公司	规格：BSC-1300 II A2-X 产品说明： 1. 分类：A2型，30%外排，70%循环； 2. 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速 0.53±0.025m/s； 3. 系统排风总量：440m³/h； 4. 额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不超过 1000VA，单个插座功率最大 500VA）； 5. 噪音等级：65dB（A）； 6. 过滤效率：送风和排风过滤器，对0.12 μm 颗粒过滤效率99.9995%； 7. 使用人数：1—2 人； ★8. 生物安全性： （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于 1×10 ⁵ ； （2）产品安全性：菌落数5CFU/次； （3）交叉污染安全性：菌落数2CFU/次； 9. 安全柜既符合行标YY0569-2011《II级生物安全柜》，也符合国标GB41918-2022《生物安全柜》的要求； 10. 脚轮与支架一体化，安全柜即	1台	19500.00	19500.00

			可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 11. LCD 彩色液晶显示屏，全参数显示，运行状态显示； 12. 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 13. 报警系统：玻璃门不在安全高度报警；过滤器压力超高报警；过滤器失效更换报警；气流波动报警。 14. 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、紫外灯2件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套			
17	恒温水浴箱	科伟 /SHH. W21. 600A	规格：SHH. W21. 600A 产品说明： 1. 智能仪表控温，数字显示：时间、温度 2. 温升速度：由室温升至沸点60分钟 3. 使用电源：220V±10%50Hz 4. 额定功率：2000W 5. 温度精度±0.5℃ 6. 温度波动度±1℃	1台	1950.00	1950.00
总 计（人民币元）			大写：柒拾贰万捌仟元整 （¥728000.00元）			

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 报价精确到小数点后两位。

供应商：（盖章）陕西康和盛商贸有限公司

法定代表人或被授权人签字或盖章：朱越

日期：2025 年 10 月 09 日