

分项报价表

序号	仪器名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单价(元)	合计(元)
1	真菌毒素快速定量检测仪	中检葆泰	ROS-A-M	1、检测样品及符合标准：小麦、大米、玉米等粮食及其制品，且满足国家粮食行业标准LS/T6111-2015《粮食中黄曲霉毒素B1测定胶体金快速定量法》、LS/T6112-2015《粮食中玉米赤霉烯酮测定胶体金快速定量法》、LS/T6113-2015《粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇胶体金快速定量法》、LS/T6114-2015《粮食中赭曲霉毒素A胶体金快速定量法》。广泛适用于实验室、粮企、田间地头、农产品收购站等各种场合。2、检测项目：黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马菌毒素。3、检测范围及检测限：黄曲霉毒素B1定量检测范围：<150ug/kg，检测限：<2ug/kg；呕吐毒素定量检测范围：<6000ug/kg，检测限：≤100ug/kg；玉米赤霉烯酮定量检测范围：<1400ug/kg检测限：≤5ug/kg；赭曲霉毒素A定量检测范围：<150ug/kg，检测限：<2ug/kg；T2/HT2毒素定量检测范围：<2500ug/kg，检测限：<10ug/kg；伏马菌毒素定量检测范围：<6000ug/kg检测限：≤250ug/kg。4、整套系统有优秀的抗震防摔能力，可以保证运行稳定流畅。5、检测时间：单个样品及双实验时间不超过15分钟，一份样品同时测四个项目时间不超过20分钟（单项检测≤5分钟）。6、检测准确性：检测仪附带专用仪器日常监控校准条；检测条全封闭包装，避免污染受潮及操作人员的安全，以防检验过程受外界污染；检测条自带阳性质控，无需更换内置标准曲线；检测条水平多通道恒温孵育，确保流速的稳定性；三线定量设计，检测范围更宽、更准确；检测仪自带内置标准曲线，无需计算直接读取定量结果；在数据软件中自动校正提取效率。7、仪器有2个接口。8、整套系统操作简单，一步式孵育，一键式读取结果，减少人为误差。9、使用条件：温度-25-40℃，数字防水、防尘键盘技术，可以直接连接车载电源，便于田间及收购现场操作。10、不需要使用标准品，对检测人员无毒无害，节省检测时间。11、样品检测能够选择毒素频道（黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马菌毒素）；设备自动存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索，检测条具有唯一标识功能，不易混淆，可溯源。全数字样品编号，自动记录日期和时间，可根据日期，操作			737500.00



				人员,或检测项目检索记录。12、可使用ROSA打印机打印结果,也可将数据传输至电脑,连接计算机,与计算机共享数据,可使用计算机编辑、保存和分析数据,并能上传数据。13、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)、玉米赤霉烯酮检测符合LS/T6113-2015《粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇胶体金快速定量法》、LS/T6112-2015《粮食中玉米赤霉烯酮测定胶体金快速定量法》。14、具有国家粮食和物资储备局标准质量中心出具的评审意见。			
2	水分测定仪	中检葆泰	PM-8188-A	1、能测量玉米、小麦、大豆、大麦、绿豆、高粱、油菜籽、花生米、粳米、籼稻、粳米、粳稻、小米、小豆的水分含量;2、有内置式电子天平,自动测量样品质量;3、有自动下料漏斗,减小操作误差,提高测量精度,自动计算平均值;4、测量方式为高频电容式(50MHz);5、数码显示品种编号和品种名称(LCD);6、设备可以在±9.9范围内修正水分值;7、产品的环境适应能力强,0-40℃都可以使用;8、通过主机的内置温度传感器,测量测量部位周围的温度,自动进行温度补偿;9、进样检验之前去除杂质,配备有毛刷等;10、改良内部结构,外观为孔白色,辅以灰色底衬,更显高贵品质。	5台	3300.00	16500.00
合计		小写: 75900.00元 大写: 柒拾伍万肆仟元整					

投标人: 陕西致远筑业实业有限公司 (全称并加盖公章)

法定代表人(单位负责人)

或委托代理人 云廉印虹 (盖章或签字)

日期: 2026 年 1 月 13 日

