

标的清单



项目编号：SCZE2024-ZB-1457-001

项目名称：中医药传承创新发展示范试点项目“融创”设备采购项目

包号：1

投标人名称：陕西渭北医疗物资储备有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	密码门锁	(1)记录容量:≥10万条。(2)适合安装单扇/双扇门。(3)无线主机。(4)免布线设计。(5)ID识别。(6)人脸容量:≥5000人脸。(7)CPU:≥4核i7,≥1.2GHz。(8)存储容量:存储≥4GBEMMC。(9)系统升级:在线升级。(10)摄像头:宽动态双目,≥200万高清摄像头。(11)显示屏:IPS全视角高清显示屏。(12)支持活体检测。(13)防水防尘:满足或优于IP65。(14)识别模式:1:N/1:1人脸核验。(15)工作温度:-10-65℃或更宽范围。(16)人脸识别准确率:≥99.9%。(17)识别方式:人脸/指纹/IC卡/密码。(18)管理方式:触控管理、BS云系统管理(手机管理、微信管理)。	安居邦	否	广州	陕西飞宇浩丰工贸有限公司	1,150	22(台)	25,300.00
1-2	1	实验椅	(1)材质pu皮革。(2)可调高度范围≥430-570(mm)。(3)配置优质皮革凳面+电镀支架。	丹诗顿	否	佛山	佛山市丹诗顿医疗科技有限公司	340	22(台)	7,480.00
1-3	1	制冰机	(1)旋转挤压碎花型用冰。(2)制冰量:≥130kg/天(环境温度20±2℃,水温15±2℃时);≥110kg/天(环境温度30±2℃,水温25±2℃时)。(3)用水量:≤0.16m3/天(环境温度20±2℃,水温15±2℃时);≤0.14m3/天(环境温度30±2℃,水温25±2℃时)。(4)使用环境温度范围:5℃-35℃(水温35℃以下)或更宽范围。(5)贮冰量:≥28kg(自然落下:≥19kg)。(6)外箱材料:前面/侧板:涂层不锈钢板;顶面:不锈钢;后板:电镀钢板。(7)内箱材料:储冰室内部:ABS树脂;隔热层:硬质聚氨酯原位整体发泡层。(8)配有全密闭型压缩机,HFC	松洋	否	大连	冰山松洋生物科(大连)有限公司	54,000	1(台)	54,000.00

			制冷剂。(9)配有报警装置:微电脑控制,故障自我诊断。(10)配有可维护配件:可单独抽出更换的制冷单元。(11)配有防止生锈使用抗菌不锈钢材料;门封条内应加有防霉剂。							
1-4	1	通风橱	(1)适用工位:≥3人。(2)风流方向:垂直。(3)进水功能:有,快开阀,方便取水。(4)进气功能:有。(5)风速:5~90m/s,风机关闭延时10秒功能。(6)照明:LED日光灯,≥12W。(7)照度:≥300Lx(台面中心)。(8)外壳:冷轧钢板静电喷塑。(9)移门和视窗:玻璃门配重设计移动轻便,上方有透视玻璃窗。(10)水槽材料:耐腐蚀塑料,可把消毒液等通过水稀释后排出。(11)▲台面和内腔:分别使用≥5mm塑料板和≥13mm理化板,耐酸碱等易腐蚀溶剂。(12)插座和面板:≥4个电源插座。(13)组合方式:上下分体式。(14)顶部排风管:≥直径250mm,可根据现场使用情况选择长度,低噪音排风机。(15)后板设便捷维护口,水电气路安全布置于机器内。(16)开关机定时预约。(17)噪声:≤60dB(A)。(18)最大功率:≥300W。	Huan me i b i o 环 美生物医 疗	否	苏州	苏州环美生物医疗科技有限公司	38,000	1(台)	38,000.00
1-5	1	二氧化碳气瓶	(1)容积:≥40L。(2)最高设计压力:150bar至300bar之间。(3)材料:采用高强度钢或铝合金等材料制作,具有良好的强度和耐腐蚀性能。(4)阀门:配备标准的阀门,能够保证气体的正常放出和控制气体的流量。	山东永安	否	山东	山东永安特设装备有限公司	550	3(台)	1,650.00
1-6	1	万分之一天平	(1)配有模块化电磁力平衡传感器。(2)配有量程指示白光大屏幕液晶显示器。(3)配有高灵敏度轻触按键。(4)配有内藏式下称吊钩。(5)配有玻璃移门运输保护锁。(6)配有RS232接口模块,USB接口模块,内置时钟。(7)独立清零、去皮按键,双向通讯。(8)四级防震。(9)称量速度可调,显示方式可调,动态温度补偿。(10)全量程范围去皮,自动零位跟踪可调。(11)自动故障诊断,传感器过载保护。(12)计数、百分比称重,多种称量单位转换。(13)配有前置水平泡,方便调节水平。	普利赛斯	否	上海	上海天美天平仪器有限公司	7,500	1(台)	7,500.00
1-7	1	超声清洗仪	(1)排水:有。(2)容量:≥10L。(3)频率:≥40KHz。(4)功率可调:40-100%。(5)加热功率:≥500W。(6)温度可调:室温-80℃。(7)时间可调:1-999min。(8)网架:有。(9)降音盖:有。(10)超声功率:240-360W或更宽范围。	新芝生物	否	宁波	宁波新芝生物科技股份有限公司	6,000	1(台)	6,000.00
			(1)功能:加热+制冷+震荡。(2)温度设定范				大龙兴创实验仪器(北京)			

1-8	1	恒温震荡金属浴	围：0-100℃。(3)温度精度：±0.5℃(20-45℃)。(4)温度均匀性：±0.5℃(20-45℃)。(5)最大转速：≥1500rpm/min。(6)磁吸附技术，无需工具，模块即可自动与机器吸附识别；拧钉模块并行，可满足不同实验的需求。(7)最大升温/降温速率：≥5℃/min(室温-100℃)；≥0.5℃/min(室温以下)。(8)震荡速率：200-1500rpm。(9)周转直径：≥3mm。	DLAB	否	北京	股份公司	11,000	4(台)	44,000.00
1-9	1	单道移液器(高精度)	(1)外壳坚固耐用，耐高温抗腐蚀。(2)人体工程学设计。(3)可整支高温高压灭菌和紫外消毒。(4)移液器量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。(5)量程刻度由四位数字放大显示，数字框设计位置合理，便于移液时观察。	eppe ndorf	是	上海	艾本德(上海)国际贸易有限公司	2,550	3(支)	7,650.00
1-10	1	液氮罐	(1)可贮存样品数量(2mL冻存管)≥6000个。(2)每个提桶配有冻存盒数>5个。(3)每盒冻存管数≥100个。(4)配有提桶数量：≥6个。(5)几何容积：≥175L。(6)口径：≥200mm。(7)静态液氮日蒸发量L/D≤0.95L。(8)绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。(9)配有运输小车，方便移动运输。(10)配有锁盖，方便加锁保护样本安全。(11)液氮罐可实时显示液氮液位、温度及系统设置的其它重要参数。(12)高度：≤1100mm。(13)静态液氮保存期≥180天。(14)配有智慧瓶塞。	青岛海尔	否	成都	海尔生物医疗科技(成都)有限公司	70,000	3(台)	210,000.00
1-11	1	超纯水机	(1)主要用途：利用多级别过滤制作出实验室超纯水，水质标准达到中国实验室用水规格GB6682、中国国家电子级超纯水规格GB/T11466.1的一级水标准。可应用于高效液相色谱HPLC、离子色谱IC、等离子质谱ICP-MS、等离子光谱ICP-MS、石墨炉原子吸收、水质分析等。(2)进水要求：城市自来水。(3)内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活。(4)水箱内置无缝连接的空气过滤器。(5)水箱内置溢流传感器及压力传感器。(6)便于实时检查与清洗打理，确保箱体内部的水完全排出并方便清洗。(7)主机可置于台面、桌下或固定于墙上；彩色触控屏可在主机3米范围内灵活移动；取水手臂可灵活安装于机器的左侧、右侧、上部或下部。(8)系统配有以太网及USB端口，可远程监控、实现无纸化数据管理或数据轻松导出。(9)	上海芷昂	否	上海	芷昂仪器(上海)有限公司	55,000	2(台)	110,000.00

			纯水水质（三级水）：a）一级RO水电导率：≤进水水电导率×2% b）二级RO水电导率：1-5 μs / c m（符合GB 6682-92 国家实验室三级用水标准）。 c）有机物去除率：分子量>200道尔顿条件下，去除率>99%。 d）颗粒和微生物去除率：>99%。 e）产水量（25℃）：≥15升/小时。 f）瞬间产水量：≥2.0升/分钟。 （10）超纯水水质（一级水）： a）电阻率：≥18.25 M Ω. c m @ 25℃。 b）重金属离子：<0.1 p p b。 c）细菌：<0.01 c f u / m L。 d）颗粒物（>0.22 μm）：<1 / m L。 e）总有机碳（T O C）：<10 p p b。 （11）采用标准双级反渗透工艺。 （12）配有手动取水及定量取水两种取水方式可选择，取水时能显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量等参数。 （13）配有定量取水功能。 （14）配有定质取水功能，在电导率0.1~18.25 M Ω. c m 区间内可任意设定参数。 （15）配有水质监控功能，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度。 （16）水质监测异常时设备可自动报警并显示。 （17）配有高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数≤1.0 c m - 1，电阻电极常数≤0.01 c m - 1，并配有温度自动补偿功能，确保水质监测的准确性。 （18）耗材带有编码，系统可储存和查看耗材更换信息。							
1-12	1	细胞计数仪（明场）	（1）检测方法：明场。 （2）检测耗时：成像、计数和活力分析时间≤20秒。 （3）细胞检测浓度：最低浓度≤1×10 ⁴ 个/mL，最高浓度≥3×10 ⁷ 个/mL。 （4）可测量颗粒直径范围：最低直径≤2 μm，最高直径≥180 μm。 （5）样本上样体积：≤10 μL。 （6）USB 驱动器：≥32 GB（兼容 FAT32、exFAT 或 NTFS）。 （7）镜头：≥500万像素高清镜头，≥5倍光学放大倍率。 （8）物镜放大倍数：可调节不同的光学放大倍数，适用于直径不同的细胞系或样本。 （9）载物台：软件操控载物台全自动取样，精确移动控制，每个样本可至少测量三个独立视野。 （10）配有LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 （11）光源：高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时。 （12）对焦方法：随动对焦，不需要手动调焦或自动对焦。 （13）可测量PBM C、常规传代细胞、原代细胞、毕赤酵母及藻类等样本，以及3D类器官、3D细胞团等样本。 （14）兼容性：仪器具有三合一适配器，能适应一次性计数板	Coun tsta r	否	上海	上海睿钰生物科技有限公司	73,000	1(台)	73,000.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2024-08-22 18:09:47

上海科技物资储备有限公司 2024-08-22 10:09:47

			备支持叠放，四个底角均配连接组件，叠放总高度≤2000mm。(24)配置≥4扇密封性小玻璃内门。							
1-14	1	水浴锅	(1)温度范围：+5℃~100℃。(2)温控精度：≤0.1℃。(3)加热到70℃时间：≤50分钟。(4)浴槽容积：≥10升。(5)类型：双槽型。(6)内胆材质：304不锈钢。(7)配有水泵，且流速：≥6L/min。(8)数字控制，采用智能数字控温系统。	DLAB	否	北京	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	2,900	2(台)	5,800.00
1-15	1	冻干机(真空冷冻干燥机)	(1)自动化的电磁真空控制，控制精度≤0.001mbar。(2)主机能直接控制冷阱预冷和泵的预热。(3)主机内置蒸汽压曲线，真空度和样品温度可以同时数字显示，提示用户选择适合当前样品温度的真空度数值。(4)冷阱最大凝冰容量：≥2.5Kg，容积≥3.5L。(5)冷阱凝冰效率：≥2.2L/24h(合2kg/24h)。(6)冷阱制冷功率：≥0.43KW。(7)冷阱腔为最高级别的316L防腐不锈钢材质，冷阱同时具有冷阱预冻功能(≤-50℃)，可做少量产品的直接预冻和冻干。(8)配有导流筒技术。(9)制冷系统采用压缩机。(10)配有特殊样品冷阱低温干燥功能。(11)可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。(12)配有实时监视系统温度，真空度，采集频率≤50ms/次。(13)配有温度及真空度校准功能。(14)冷阱温度：≤-50℃。(15)样品盘：≥200mm×4。(16)真空度：≤6Pa。(17)支持程序冻干。(18)冻干效率：≥2L/24h。(19)配有真空泵：≥2L/s。	博医康	否	天津	博医康(天津)仪器有限公司	149,000	1(台)	149,000.00
1-16	1	高通量类器官显微分析系统	▲(1)成像模式：转盘共聚焦、数字共聚焦、宽场、相差成像、明场彩色成像、高帧率模式、延时成像模式，适用于各种样品。(2)高兼容性共聚焦模式，采用针孔转盘及狭缝扫描共聚焦成像，具有混合共聚焦模式，能够同时反卷积共聚焦加硬件共聚焦混合双共聚焦成像。(3)物镜：1-100X空气镜、油镜、水镜、相差物镜可选。(4)4XNA≥0.2。(5)10XNA≥0.4。(6)20X相差物镜NA≥0.4。(7)20XNA≥0.7。(8)40XNA≥0.9。(9)60XNA≥0.9。(10)100X油镜NA≥1.3。(11)水浸物镜及全自动水循环。▲(12)荧光光源：≥8色，波长范围360-650nm，其中至少包含2色激光光源，支持光源升级。▲(13)聚焦方式：精确图像自动对焦	Molecular Device	否	上海	美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)	3,400,000	1(套)	3,400,000.00

		和高速激光自动聚焦两种聚焦方式，可根据实验需求在任意板内/孔内/视野内单独使用或同时使用。▲(14)XY载物台及Z轴：采用高速负反馈磁悬浮XY载物台及Z轴，最小步进≤40nm。▲(15)透射光/相差成像模块，采用专用相差物镜，光源组件中具有相应聚光镜及相差环板支持相差成像。含有激光光源安全防护。(16)细胞成像室环控：可控制适合活细胞生长的温度湿度、气体比例，活细胞实时观察≥7天。(17)温度控制(可调30-40℃±0.5℃)。(18)湿度控制(96孔板蒸发量0.5μL/孔/小时)。(19)控气CO20.1%-20%。▲(20)一体化硬件控制、图像采集、储存及分析工作站，图像分析具有模块化及用户自定义扩展功能：具有多种图像分析模块，如细胞分类、细胞周期、细胞内点状结构、转位/共定位、血管生成、纤维状分析、神经细胞生长、微核分析等，并可对特殊的图像分析进行自定义模块化扩展，如斑马鱼形态分析、心肌细胞跳动、钙流检测、神经细胞内突触形成、无标记细胞形态分析等。(21)成像芯片：sCMOS芯片。a)像素尺寸：≤6.5x6.5μm。b)最大满幅读出速率：≥60fps。c)范围≥31,000:1。d)噪音≤1.0e-。e)像素值：≥420万有效像素，≥16bit图像。(22)方法编辑器：可自行编写储存个性化实验分析方法模块。(23)软件兼容性：兼容任何第三方品牌的显微成像图片，可自动化完成图像数据分析及处理。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

陕西渭北医疗物资储备有限公司 2024-08-22 10:09:47

投标人公章：_____

日期：2024 年 08 月 22 日