

分项报价表

项目编号: HDCGDL-ZC2025-068

单位: 元

序号	产品名称	技术参数	产品生产 厂家	品牌	单位	采购 数量	单价	总计	备注
1	肌电图仪	通道数:≥4通道 显示灵敏度0.01uv/D-30mv/D分档控制; 频率范围:0.15Hz~10kHz, 电压测量误差+5%~-10%; 陷波:50Hz; 共模抑制比:>135dB; 噪声电压(短路噪声):≤0.3uV所有输入的电 极都可以检测 分辨率:24比特 刺激强度:0-100mA 脉冲强度误差:±5%;最大脉冲宽度:1ms±5%;脉冲宽度误差:±5%。 耳机声刺激器:声强在25dB至125dB范围内以不大于 10dB的加减量分档选择。 黑白翻转变化的棋盘格图像显示器: 分别给与左、右和双眼刺激的 LED 闪光器; 肌电图:静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维 神经电图:运动传导、感觉传导、F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、自定义、交感皮肤反应; 听觉诱发电位:听觉脑干诱发、脑干听阈、40HZ稳态诱发电位、听觉长潜伏期诱发电位 体感诱发电位:上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、脊髓诱发电位、阴部体感诱发、体感长潜、自定义体感 视觉诱发电位:模式反转、LED 闪光、视觉长潜、自定义 表面肌电:静息放松、功能太 A、功能太 B、自定义 事件相关电位:听觉P300、视觉 P300、听觉P50视觉N400、失匹配负波 运动诱发电位:(可直接电氧刺激运动诱发和连接磁刺激运动诱发)上肢运动、下肢运动 前庭诱发电位无 系统工作站:具有处理软件功能;工控主机;电脑主机:主频>1.7GHz;处理器:i5;内存:>	上海海神医疗电子有限公司	海神医疗	台	1	186200	186200	

		4G;硬盘: >1T;标准接口、显示器: >19寸液晶;打印机:黑白激光;配稳压隔离电源;软件可免费维护、升级。 产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机,双工控机,主机、辅机都为工控机,工控机内置听觉、视觉和电刺激模块和接口;能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目; 设备电极接口可正常使用通用电极及电极线						
2	全自动血液分析仪	1 五分类血液细胞分析仪 ★1.1 检测方法 & 原理: 半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 1.2 血液模式检测参数: 37 个参数, 另有直方图 2 个, 三维散点图3个。 ★1.3 血细胞分析仪单机检测速度 CBC+DIFF 110 个 样本/小时; 1.4 可进行白细胞分类测定、有核红、细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定的检测功能。 1.5 血小板检测采用鞘流阻抗法和细胞染色法两种方法, 并可转换。 1.6 网织红细胞测试为全自动检测 1.7 进样系统: 可手动进样, 进样时可一次装载200 个 样本, 可选配装卸扩容模块, 增大试管架容量。 1.8 配备中文报告及数据处理系统。 1.9 血液分析线性范围(静脉血): 白细胞: (0-500) × 10⁹/L, 红细胞: (0-8.6) × 10¹²/L, 血小板: (0-5000) × 10⁹/L。 1.10 具有全自动体液细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能; 具有通过高荧光体液细胞参数 对肿瘤细胞进行提示功能。 2.推片染色机 2.1 可独立工作, 在没有血常规 HCT 结果时也可进行推片 ★2.2 工作速度: 120 张玻片/小时。 2.3 用血量: 全自动进样200 μl, 闭盖进样200 μl, 微量血进样25 μl。 2.4 推片规则: 19项, 可自定义推片规则。 2.5 染色方式: 7 种。 2.6 染色盒方式: 一片一盒。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞生物	台 1	472800	472800	

		2.7 推片刀：无需更换，终身免维护。 2.8 玻片识别：可直接在玻片上打印 数字、条码和二维码。							
3	全自动化学发光分析仪	化学发光法检测单模块（最小检测单元）测试速度 600测试/小时。 发光原理：非酶参与的直接化学发光。 第一份结果出来所用时间17分钟。 样本针：一次性吸头，杜绝交叉污染。 进样仓容量：一次性最多可装载样本量300个 单模块分析仪一次性可检测的项目数量：42个。 可实现待机，检测等各种状态下无需等待或者停机就可以直接更换试剂盒。 采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成，可实现自动存量追踪，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记。 反应杯：一次性单反应杯，盒式装载，每盒182个反应杯，可根据使用需求灵活加载。 TIP存储器：一次装载576个TIP头，连续装载、实时数量显示。 混匀方式：非接触式磁球悬液混匀。 校准要求：每盒试剂自带免费校准品，无需另购，电子标签内置主曲线。 校准方式：内置主曲线，所有项目均采用2点校准，节省试剂耗材。 联网功能：可通过COM 口或网卡与医院LIS系统连接，实现数据共享；具有远程诊断功能。 与免疫分析仪配套使用的同品牌 免疫试剂项目注册证182个，包含：性腺、甲状腺、炎症监测、传染病、肿瘤标志物、药物浓度、EB病毒、优生优育、自身免疫和产前筛查、骨代谢、糖代谢、心脑血管、高血压、免疫球蛋白、肝纤维化和呼吸道等检测项目。 满足医院的日常炎症检测需求，有PCT（降钙素原）、CRP（C反应蛋白）、IL-6（白介素6）、SAA（血清 淀粉样蛋白A）等检测项目。 满足医院的自免类检测需求，有ANA（抗核抗体）、Anti-Sm（抗Sm抗体）等检测项目。 满足医院的甲功项目检测需求：有TSH（促甲状腺素）、FT4（血清游离四碘甲状腺原氨酸）、TMA（甲状腺微粒体抗体）等检测项目。 满足肿瘤标志物检测需求：具备幽门螺杆菌抗体、胃泌素、人附睾、蛋白异常凝血酶原、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗	深圳市新产业生物产业股份有限公司	台	1	325000	325000		

		原、前列腺酸性磷酸酶和人表皮生长因子受体。 满足临床检测高血压的需求：具备血管紧张素I、血管紧张素II、醛固酮、皮质醇、促肾上腺皮质激素、肾素和HCY（同型半胱氨酸）等检测项目。							
4	生物显微镜	光学系统：CFI60无限远光学系统，物镜的齐焦距离为60mm。 调焦：同轴粗/微调旋钮（左右两侧都有），交叉滚轮导轨。聚焦行程：15mm，同轴粗/微聚焦，粗调：37.7mm/转，微调：0.2mm/圈，最小读数：2μm。配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定功能。 显微镜机身具备显示屏，可显示照明模式、照明亮度和放大倍数。且显示屏位于载物台下方，可在保持观察姿势的同时，查看显示屏。 ECO 模式，可设置时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整。 三目镜筒：30° 倾角，瞳距：50-75 mm，眼点高度：有 2 个高度可选。目镜/相机分光是 50%。内置0.55倍中间透镜。 目镜：10×目镜，20mm 视场数；双调整屈光度。 机械载物台（主机内），带右手柄，带 21 标江南光学本夹和游标卡尺，横向行程76(X)*52(Y)mm。仪器有限载物台的高度为135mm，低载物台的设计可减少交换标本载玻片所需的移动范围。 聚光镜：相差聚光镜 N.A.1.25，含孔径光阑标记。配置相差片 10x - 40x，配置绿色滤光片。 智能反向 5 孔物镜转盘（主机内置）。 10 倍消色差DL 相差物镜,N.A.0.25,工作距离 7.0mm,Ph1。 20 倍消色差DL 相差物镜,N.A.0.40, 工作距离 3.9mm,Ph1。 40 倍平场消色差物镜,N.A.0.65, 工作距离 0.65 mm(F.O.V.20)。 100 倍平场消色差物镜,N.A.1.25, 工作距离 0.23mm(F.O.V.20)。 照明装置：高强度白色 LED 光源，使用寿命60000 小时，含复眼光学器件，即使在高倍率下也可以获得明亮且亮度均匀的图像。 配备视场光阑。	南京尼康江南光学有限公司	尼康江南光学	1	49000	49000		

	具有智能光强管理（LIM）功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。LIM功能可减少40%的光强度调整时间。								
4	合计总报价							103300 0.00	

供应商：（单位公章）双杨医疗科技(西安)有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）张强

日期：2025 年 9 月 23 日

